

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Adaptadores de cámara tipo C y SLR para microscopios MOTIC****Descripción :** Entrega 2 semanas**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
BMAC-113-001	adaptador para cámara 0,5X tipo C (para modelo 2823 LED)	1
BMAC-083-001	adaptador cámara 0,5X tipo C para sensores 1/3", para serie B1 Elite	1
BMAC-084-001	adaptador cámara 0,6X tipo C para sensores 1/2", para serie B1 Elite	1
BMAC-081-001	adaptador para cámara 0.5X tipo C para sensores 1/3" y 1/2", para series BA-210, BA-310, BA-410E, BA-310 MET, BA-310 MET T y AE2000	1
BMAC-104-001	adaptador cámara 0,4X tipo C para sensores 1/4" y 1/3", para serie SMZ-143	1
BMAC-136-001	adaptador cámara 0,5X tipo C para sensores 1/2" y 2/3", para serie SMZ-143	1
BMAC-135-001	adaptador 2X para SLR, para serie SMZ-143	1
BMAC-137-001	adaptador cámara 0,35X tipo C para sensores 1/4", para serie SMZ-168	1
BMAC-078-001	adaptador cámara 0,45X tipo C para sensores 1/3", para serie SMZ-168	1
BMAC-110-001	adaptador cámara 0,65X tipo C para sensores 1/2" y 2/3", para serie SMZ-168	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-113-001	3	0,5	90119090	08434868009318
BMAC-083-001	3	0,07	90119090	08434868009035
BMAC-084-001	3	0,5	90119090	08434868009042
BMAC-081-001	3	0,115	90119090	08434868009011
BMAC-104-001	3	0,5	90119090	08434868009233
BMAC-136-001	3	0,5	90119090	08434868009547
BMAC-135-001	3	0,5	90119090	08434868009530
BMAC-137-001	3	0,5	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3	0,5	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3	0,5	90119090	08434868009288

## FOTO DEL PRODUCTO





## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Photo and C-mount camera adapters for MOTIC microscopes

**Description :** Delivery time 2 weeks

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BMAC-113-001	camera adapter 0.5X C-type (for 2823 LED model)	1
BMAC-083-001	0.5X C-mount camera adapter for 1/3" , for B1 Elite series	1
BMAC-084-001	0.6X C-mount camera adapter for 1/2" , for B1 Elite series	1
BMAC-081-001	0.5X C-mount camera adapter for 1/3" and 1/2" , for BA-210, BA-310, BA-410E, BA-310 MET, BA-310 MET T and AE2000 series	1
BMAC-104-001	0.4X C-mount camera adapter for 1/4" and 1/3" , for SMZ-143 series	1
BMAC-136-001	0.5X C-mount camera adapter for 1/2" and 2/3" , for SMZ-143 series	1
BMAC-135-001	2X adapter for SLR, for SMZ-143 series	1
BMAC-137-001	0.35X C-mount camera adapter for 1/4" , for SMZ-168 series	1
BMAC-078-001	0.45X C-mount camera adapter for 1/3" , for SMZ-168 series	1
BMAC-110-001	0.65X C-mount camera adapter for 1/2" and 2/3" , for SMZ-168 series	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-113-001	3	0,5	90119090	08434868009318
BMAC-083-001	3	0,07	90119090	08434868009035
BMAC-084-001	3	0,5	90119090	08434868009042
BMAC-081-001	3	0,115	90119090	08434868009011
BMAC-104-001	3	0,5	90119090	08434868009233
BMAC-136-001	3	0,5	90119090	08434868009547
BMAC-135-001	3	0,5	90119090	08434868009530
BMAC-137-001	3	0,5	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3	0,5	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3	0,5	90119090	08434868009288

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Adaptateurs de caméra type C et SLR pour microscopes MOTIC****Description :** Délai de livraison 2 semaines

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BMAC-113-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C (pour 2823 LED)	1
BMAC-083-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C pour capteur 1/3", pour série B1 Elite	1
BMAC-084-001	adaptateur pour caméra 0,6X type C pour capteur 1/2", pour série B1 Elite	1
BMAC-081-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C pour capteurs 1/3" et 1/2", pour séries BA-210, BA-310, BA-410E, BA-310 MET, BA-310 MET T et AE2000	1
BMAC-104-001	adaptateur pour caméra 0,4X type C pour capteurs 1/4" et 1/3", pour série SMZ-143	1
BMAC-136-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C pour capteurs 1/2" et 2/3", pour série SMZ-143	1
BMAC-135-001	adaptateur 2X pour SLR, pour séries SMZ-143	1
BMAC-137-001	adaptateur pour caméra 0,35X type C pour capteur 1/4", pour série SMZ-168	1
BMAC-078-001	adaptateur pour caméra 0,45X type C pour capteur 1/3", pour série SMZ-168	1
BMAC-110-001	adaptateur pour caméra 0,65X type C pour capteurs 1/2" et 2/3", pour série SMZ-168	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-113-001	3	0,5	90119090	08434868009318
BMAC-083-001	3	0,07	90119090	08434868009035
BMAC-084-001	3	0,5	90119090	08434868009042
BMAC-081-001	3	0,115	90119090	08434868009011
BMAC-104-001	3	0,5	90119090	08434868009233
BMAC-136-001	3	0,5	90119090	08434868009547
BMAC-135-001	3	0,5	90119090	08434868009530
BMAC-137-001	3	0,5	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3	0,5	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3	0,5	90119090	08434868009288

## PHOTO PRODUIT



**INFORMAZIONE GENERALE**

**Nome del prodotto : Adattatori per fotocamere Tipo C e SLR per microscopi MOTIC**

**Descrizione :** Consegna in 2 settimane

**DATI TECNICI**

referenza	descrizione	unità per ref.
BMAC-113-001	adattatore per fotocamera 0,5X tipo C (per modello 2823 LED)	1
BMAC-083-001	Adattatore fotocamera 0,5X Tipo C per sensori da 1/3", per serie B1 Elite	1
BMAC-084-001	Adattatore fotocamera 0,6X Tipo C per sensori da 1/2", per serie B1 Elite	1
BMAC-081-001	Adattatore fotocamera 0,5X tipo C per sensori da 1/3" e 1/2", per serie BA-210, BA-310, BA-410E, BA-310 MET, BA-310 MET T e AE2000	1
BMAC-104-001	Adattatore fotocamera 0,4X Tipo C per sensori da 1/4" e 1/3", per serie SMZ-143	1
BMAC-136-001	Adattatore fotocamera 0,5X Tipo C per sensori da 1/2" e 2/3", per serie SMZ-143	1
BMAC-135-001	Adattatore 2X per SLR, per serie SMZ-143	1
BMAC-137-001	Adattatore fotocamera 0,35X Tipo C per sensori da 1/4", per serie SMZ-168	1
BMAC-078-001	Adattatore fotocamera 0,45X Tipo C per sensori da 1/3", per serie SMZ-168	1
BMAC-110-001	Adattatore fotocamera 0,65X Tipo C per sensori da 1/2" e 2/3", per serie SMZ-168	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-113-001	3	0,5	90119090	08434868009318
BMAC-083-001	3	0,07	90119090	08434868009035
BMAC-084-001	3	0,5	90119090	08434868009042
BMAC-081-001	3	0,115	90119090	08434868009011
BMAC-104-001	3	0,5	90119090	08434868009233
BMAC-136-001	3	0,5	90119090	08434868009547
BMAC-135-001	3	0,5	90119090	08434868009530
BMAC-137-001	3	0,5	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3	0,5	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3	0,5	90119090	08434868009288

## FOTO DEL PRODOTTO





**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Camera-adapters type C en SLR voor MOTIC-microscopen**Beschrijving** : Levertijd 2 weken**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BMAC-113-001	adapter voor camera 0.5X type C (voor model 2823 LED)	1
BMAC-083-001	adapter voor camera 0.5X type C voor sensoren 1/3", voor serie B1 Elite	1
BMAC-084-001	adapter voor camera 0.6X type C voor sensoren 1/2", voor serie B1 Elite	1
BMAC-081-001	adapter voor camera 0.5X tipo C voor sensoren 1/3" en 1/2", voor modellen BA-210, BA-310, BA-410E, BA-310 MET, BA-310 MET T en AE2000	1
BMAC-104-001	adapter camera 0.4X type C voor sensoren 1/4" - en 1/3", voor serie SMZ-143	1
BMAC-136-001	adapter camera 0.5X type C voor sensoren 1/2" - en 2/3", voor serie SMZ-143	1
BMAC-135-001	adapter 2X voor SLR, voor serie SMZ-143	1
BMAC-137-001	adapter voor camera 0.35X type C voor sensoren 1/4", voor serie SMZ-168	1
BMAC-078-001	adapter voor camera 0.45X type C voor sensoren 1/3", voor serie SMZ-168	1
BMAC-110-001	adapter camera 0.65X type C voor sensoren 1/2" - en 2/3", voor serie SMZ-168	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-113-001	3	0,5	90119090	08434868009318
BMAC-083-001	3	0,07	90119090	08434868009035
BMAC-084-001	3	0,5	90119090	08434868009042
BMAC-081-001	3	0,115	90119090	08434868009011
BMAC-104-001	3	0,5	90119090	08434868009233
BMAC-136-001	3	0,5	90119090	08434868009547
BMAC-135-001	3	0,5	90119090	08434868009530
BMAC-137-001	3	0,5	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3	0,5	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3	0,5	90119090	08434868009288

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : C-Mount und SLR-Adapter für MOTIC-Mikroskope**
**Beschreibung :** Lieferzeit 2 Wochen.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BMAC-113-001	C-Mount-Adapter 0,5X (für Modell 2823 LED)	1
BMAC-083-001	C-Mount-Adapter 0,5X für 1/3"-Sensoren	1
BMAC-084-001	C-Mount-Adapter 0,6X für 1/2"-Sensoren	1
BMAC-081-001	C-Mount-Adapter 0,5X für 1/3"- und 1/2"-Sensoren, für Serien BA-210, BA-310, BA-410E, BA-310 MET, BA-310 MET T und AE2000	1
BMAC-104-001	C-Mount-Adapter 0,4X für 1/4" und 1/3"-Sensoren, für Serie SMZ-143	1
BMAC-136-001	C-Mount-Adapter 0,5X für 1/2" und 1/3"-Sensoren, für Serie SMZ-143	1
BMAC-135-001	Adapter 2X für SLR, für Serie SMZ-143	1
BMAC-137-001	C-Mount-Adapter 0,35X für 1/4"-Sensor	1
BMAC-078-001	C-Mount-Adapter 0,45X für 1/3"-Sensoren	1
BMAC-110-001	C-Mount-Adapter 0,65X für 1/2"-Sensoren	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-113-001	3	0,5	90119090	08434868009318
BMAC-083-001	3	0,07	90119090	08434868009035
BMAC-084-001	3	0,5	90119090	08434868009042
BMAC-081-001	3	0,115	90119090	08434868009011
BMAC-104-001	3	0,5	90119090	08434868009233
BMAC-136-001	3	0,5	90119090	08434868009547
BMAC-135-001	3	0,5	90119090	08434868009530
BMAC-137-001	3	0,5	90119090	08434868009554
BMAC-078-001	3	0,5	90119090	08434868008984
BMAC-110-001	3	0,5	90119090	08434868009288

