

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Flacon pour chromatographie, 15 x 45 mm, 4 ml, col à visser**Description :** En verre borosilicaté USP type I. Col large, fond plat et col à vis 13-425

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
SV04-C40-100	15	45	transparent	100
SV04-A40-100	15	45	ambré	100
SVP4-C40-100	15	45	transparent avec zone marquage	100
SVP4-A40-100	15	45	ambré avec zone marquage	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV04-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054684
SV04-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054691
SVP4-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054707
SVP4-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054714

## PHOTO PRODUIT



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Chromatography screw top vials, 4mL, 15 x 45 mm

**Description :** Borosilicate glass USP type I. Wide mouth, flat base and 13-425 screw thread

## TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
SV04-C40-100	15	45	clear	100
SV04-A40-100	15	45	amber	100
SVP4-C40-100	15	45	clear with write-on patch	100
SVP4-A40-100	15	45	amber with write-on patch	100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV04-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054684
SV04-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054691
SVP4-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054707
SVP4-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054714

## PRODUCT PHOTO



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Vial para cromatografía, 15 x 45 mm, 4 ml, boca de rosca**Descripción :** Vidrio borosilicato USP tipo I. Boca ancha, fondo plano y tipo de rosca 13-425

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
SV04-C40-100	15	45	transparente	100
SV04-A40-100	15	45	ámbar	100
SVP4-C40-100	15	45	transparente con zona escritura	100
SVP4-A40-100	15	45	ámbar con zona escritura	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV04-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054684
SV04-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054691
SVP4-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054707
SVP4-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054714

## FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto** : Fiala per cromatografia, 15 x 45 mm, 4 ml, collo filettato**Descrizione** : Vetro borosilicato USP tipo I. collo largo, fondo piatto e filettatura tipo 13-425

## DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
SV04-C40-100	15	45	trasparente	100
SV04-A40-100	15	45	ambra	100
SVP4-C40-100	15	45	trasparente con zona di scrittura	100
SVP4-A40-100	15	45	ambra con zona di scrittura	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV04-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054684
SV04-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054691
SVP4-C40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054707
SVP4-A40-100	2,5	0,7	70179000	08434868054714

## FOTO DEL PRODOTTO

