

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto :** Tapón rosca 13-425 para viales con septa de silicona/PTFE**Descripción :** Fabricado en polipropileno (PP) en color negro. Rosca 13-425 con septum de 13 mm de PTFE rojo / Silicona blanca de 1,5 mm (0,06") de espesor**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
SC04-R40-100	septa de silicona blanca / PTFE rojo	100

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Open top screw cap with 13-425 thread, PTFE/Silicone septum**Description :** Black polypropylene (PP) cap, 13-425 thread, open top with 13 mm thick red PTFE/White Silicone, 1,5mm (0,06") thick septum. For use with 4mL vial**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
SC04-R40-100	septa white silicon / red PTFE	100

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

**PRODUCT PHOTO**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Bouchon à visser 13-425 pour flacon avec septum en silicone/PTFE****Description :** En polypropylène (PP) noir. Vis 13-425 avec septum de 13 mm en PTFE rouge / silicone blanche de 1,5 mm (0,06") d'épaisseur**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
SC04-R40-100	septum en silicone blanche / PTFE rouge	100

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : Tappo a vite 13-425 per fiale con setto in silicone/PTFE****Descrizione :** Realizzato in polipropilene (PP) di colore nero. Filettatura 13-425 con septum da 13 mm di PTFE rosso / silicone bianco da 1,5 mm (0,06") di spessore**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
SC04-R40-100	Septum di silicone bianco / PTFE rosso	100

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Schroefdop 13-425 voor vials met siliconen/PTFE-septum****Beschrijving :** Vervaardigd van polypropyleen (PP) in zwart. 13-425 schroefdraad met 13 mm rood PTFE-septum / 1,5 mm (0,06") witte siliconen**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
SC04-R40-100	septum van witte siliconen / rode PTFE	100

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Schraubverschluss, 13-425, für Vials mit Silikon/PTFE-Septum****Beschreibung :** Aus Polypropylen (PP), schwarz. Gewinde 13-425 mit 13 mm Septum aus rotem PTFE/ weißem Silikon mit 1,5 mm (0,06") Dicke.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SC04-R40-100	Septum aus weißem Silikon/rotem PTFE	100

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

**PRODUKTFOTO**