

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon à visser 13-425 pour flacon avec septum en silicone/PTFE

Description : En polypropylène (PP) noir. Vis 13-425 avec septum de 13 mm en PTFE rouge / silicone blanche de 1,5 mm (0,06") d'épaisseur

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SC04-R40-100	septum en silicone blanche / PTFE rouge	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

PHOTO PRODUIT



GENERAL INFORMATION

Product name : Open top screw cap with 13-425 thread, PTFE/Silicone septum

Description : Black polypropylene (PP) cap, 13-425 thread, open top with 13 mm thick red PTFE/White Silicone, 1,5mm (0,06") thick septum. For use with 4mL vial

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SC04-R40-100	septa white silicon / red PTFE	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón rosca 13-425 para viales con septa de silicona/PTFE

Descripción : Fabricado en polipropileno (PP) en color negro. Rosca 13-425 con septum de 13 mm de PTFE rojo / Silicona blanca de 1,5 mm (0,06") de espesor

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SC04-R40-100	septa de silicona blanca / PTFE rojo	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo a vite 13-425 per fiale con setto in silicone/PTFE

Descrizione : Realizzato in polipropilene (PP) di colore nero. Filettatura 13-425 con septum da 13 mm di PTFE rosso / silicone bianco da 1,5 mm (0,06") di spessore

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SC04-R40-100	Septum di silicone bianco / PTFE rosso	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,4	0,05	39172390	08434868054721

FOTO DEL PRODOTTO

