

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Insert pour flacon de chromatographie de 2 ml

Description : En verre clair à base plate, base conique et base conique avec Polyspring. À utiliser avec des flacons à vis de 2 ml

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø x h (mm)	capacité	type	unités par ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	base plate	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	base conique	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	base conique avec Polyspring	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

PHOTO PRODUIT



GENERAL INFORMATION

Product name : Insert for 2 ml chromatography vials**Description :** Clear glass, flat-base, conical base or conical base with polyspring. For use with 2 mL screw top vials

TECHNICAL DATA

reference	Ø x h (mm)	capacity	type	pcs/pack
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	flat base	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	conical base	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	conical base with Polyspring	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Inserto para viales de cromatografía de 2 ml**Descripción :** Vidrio transparente con base plana, base cónica y base cónica con Polyspring. Para usar con viales de 2 ml

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø x h (mm)	capacidad	tipo	unidades por ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	base plana	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	base cónica	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	base cónica con Polyspring	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Inserto per fiala per cromatografia da 2 ml**Descrizione :** Vetro trasparente con base piatta, base conica e base conica con Polyspring. Da utilizzare con fiale da 2 ml

DATI TECNICI

referenza	Ø x h (mm)	capacità	tipo	unità per ref.
SVI2-FBA-100	6 x 31	300 µl	Base piatta	100
SVI2-CBA-100	6 x 31	250 µl	Base conica	100
SVI2-CBP-100	6 x 29	200 µl	Base conica con Polyspring	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVI2-FBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054738
SVI2-CBA-100	0,7	0,13	70179000	08434868054745
SVI2-CBP-100	0,7	0,13	70179000	08434868054752

FOTO DEL PRODOTTO

