

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Bouchon pour flacon *snap-top* avec septum en silicone/PTFE

**Description :** Avec septum de 11 mm en PTFE rouge / silicone blanche de 1 mm (0,04") d'épaisseur

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
STC2-P20-100	septum en silicone blanche / PTFE rouge	100
STC2-W20-100	septum pre-slit en silicone blanche / PTFE rouge	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

## PHOTO PRODUIT



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Snap cap for *snap-top* vials with PTFE/Silicone septum

**Description :** Snap cap with red PTFE (11mm)/White Silicone (1mm) (0,04") septum

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
STC2-P20-100	septa white silicon / red PTFE	100
STC2-W20-100	septa pre-slit white silicon / red PTFE	100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

## PRODUCT PHOTO



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tapón para viales *snap-top* con septa de silicona/PTFE**Descripción :** Con septum de 11 mm de PTFE rojo / Silicona blanca de 1 mm (0,04") de espesor

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
STC2-P20-100	septa de silicona blanca / PTFE rojo	100
STC2-W20-100	septa pre-slit de silicona blanca / PTFE rojo	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

## FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Tappo per fiale snap-top con septum in silicone/PTFE**Descrizione :** Con septum da 11 mm di PTFE rosso / silicone bianco da 1 mm (0,04") di spessore

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
STC2-P20-100	Septum in silicone bianco / PTFE rosso	100
STC2-W20-100	Septum pre-slit silicone bianco / rosso PTFE	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STC2-P20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054806
STC2-W20-100	0,3	0,075	39172390	08434868054813

## FOTO DEL PRODOTTO

