

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Frasco cuentagotas de LDPE**

**Descripción :** Fabricado en LDPE translúcido, con tapón de rosca blanco de PP y punta dosificadora de LDPE. Permite una dosificación fiable y reproducible de líquidos. Perfectamente estanco. Apto para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
DROP-004-050	4 ml	13,70	48,70	50
DROP-008-050	8 ml	17,20	54,60	50
DROP-015-050	15 ml	25,00	56,40	50
DROP-030-050	30 ml	25,10	80,50	50

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DROP-004-050	0,5	0,2	39233010	08434868055421
DROP-008-050	28	0,27	39233010	08434868055438
DROP-015-050	0,6	0,35	39233010	08434868055445
DROP-030-050	0,8	0,39	39233010	08434868055452

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : LDPE dropper bottle**

**Description :** Manufactured in translucent LDPE, with white PP screw cap and LDPE dosing tip. It allows a reliable and reproducible dosage of liquids. Leak-proof. Suitable for most applications of biotechnology, diagnostics and pharmacy

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
DROP-004-050	4 ml	13,70	48,70	50
DROP-008-050	8 ml	17,20	54,60	50
DROP-015-050	15 ml	25,00	56,40	50
DROP-030-050	30 ml	25,10	80,50	50

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DROP-004-050	0,5	0,2	39233010	08434868055421
DROP-008-050	28	0,27	39233010	08434868055438
DROP-015-050	0,6	0,35	39233010	08434868055445
DROP-030-050	0,8	0,39	39233010	08434868055452

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon compte-gouttes en PEBD**

**Description :** Fabriqué en PEBD translucide, avec capuchon à vis en PP blanc et pointe de dosage en PEBD. Il permet une mesure fiable et reproductible des liquides. Parfaitement étanche. Convient à la plupart des applications de la biotechnologie, du diagnostic et de la pharmacie

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
DROP-004-050	4 ml	13,70	48,70	50
DROP-008-050	8 ml	17,20	54,60	50
DROP-015-050	15 ml	25,00	56,40	50
DROP-030-050	30 ml	25,10	80,50	50

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DROP-004-050	0,5	0,2	39233010	08434868055421
DROP-008-050	28	0,27	39233010	08434868055438
DROP-015-050	0,6	0,35	39233010	08434868055445
DROP-030-050	0,8	0,39	39233010	08434868055452

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Flacone contagocce in LDPE****Descrizione :** Prodotto in LDPE traslucido, con tappo a vite in PP bianco e punta di dosaggio in LDPE. Permette un dosaggio affidabile e riproducibile di liquidi. Perfetta tenuta. Adatto per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
DROP-004-050	4 ml	13,70	48,70	50
DROP-008-050	8 ml	17,20	54,60	50
DROP-015-050	15 ml	25,00	56,40	50
DROP-030-050	30 ml	25,10	80,50	50

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DROP-004-050	0,5	0,2	39233010	08434868055421
DROP-008-050	28	0,27	39233010	08434868055438
DROP-015-050	0,6	0,35	39233010	08434868055445
DROP-030-050	0,8	0,39	39233010	08434868055452

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Druppelflesje van LDPE**

**Beschrijving :** Vervaardigd van doorschijnend LDPE, met witte PP-schroefdop en LDPE-doseertip. Maakt betrouwbare en reproduceerbare dosering van vloeistoffen mogelijk. Perfect waterdicht. Geschikt voor de meeste biotechnologische, diagnostische en farmaceutische toepassingen

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
DROP-004-050	4 ml	13,70	48,70	50
DROP-008-050	8 ml	17,20	54,60	50
DROP-015-050	15 ml	25,00	56,40	50
DROP-030-050	30 ml	25,10	80,50	50

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DROP-004-050	0,5	0,2	39233010	08434868055421
DROP-008-050	28	0,27	39233010	08434868055438
DROP-015-050	0,6	0,35	39233010	08434868055445
DROP-030-050	0,8	0,39	39233010	08434868055452

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Tropfflasche aus LDPE**

**Beschreibung** : Aus lichtdurchlässigem LDPE, mit einem weißem Schraubverschluss aus PP und einer Dosierspitze aus LDPE. Eröglicht eine verlässliche und reproduzierbare Dosierung von Flüssigkeiten. Vollständig dicht. Geeignet für die meisten biotechnologischen, diagnostischen und pharmazeutischen Verfahren.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
DROP-004-050	4 ml	13,70	48,70	50
DROP-008-050	8 ml	17,20	54,60	50
DROP-015-050	15 ml	25,00	56,40	50
DROP-030-050	30 ml	25,10	80,50	50

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DROP-004-050	0,5	0,2	39233010	08434868055421
DROP-008-050	28	0,27	39233010	08434868055438
DROP-015-050	0,6	0,35	39233010	08434868055445
DROP-030-050	0,8	0,39	39233010	08434868055452

## PRODUKTFOTO

