

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Esterilizador eléctrico, S850

Descripción : Diseñado para la esterilización de equipos de laboratorio como agujas, pinzas y otros pequeños objetos con altas temperaturas y cortos tiempos de esterilización (5-7 segundos). Se pueden usar también con bajas temperaturas y esterilización larga para prevenir la contaminación. Rango de temperatura: Tamb 20-850 °C. Diámetro máximo de objetos a esterilizar: 15 mm. Ángulo ajustable: 45-75°. Dimensiones (L x A x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STER-850-001	esterilizador eléctrico LBX S850	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	3	2	84192000	08434868055810

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Electric sterilizer, S850**Description :** Designed for sterilization of laboratory equipment like needles, tweezers and other small items at high temperatures and short sterilization time (5-7 seconds). Can also be used at lower temperatures and long sterilization time to prevent contamination. Temperature range: RT 20-850°C. Maximum diameter of objects to sterilize: 15 mm. Adjustable angle: 45-75°. Dimensions (L x W x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 1 year

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STER-850-001	electric sterilizer LBX S850 series	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	3	2	84192000	08434868055810

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Stérilisateur électrique, S850

Description : Conçu pour la stérilisation du matériel de laboratoire, comme les aiguilles, les pinces et autres petits objets, à hautes températures et avec un temps de stérilisation court (5 à 7 secondes). Peut également être utilisé à basses températures et avec un temps long de stérilisation pour éviter toute contamination. Gamme de température : T° ambiante +20°C à 850°C. Diamètre maximum des objets à stériliser : 15 mm. Angle réglable : 45-75°. Dimensions (L x l x h) : 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STER-850-001	stérilisateur électrique LBX S850	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	3	2	84192000	08434868055810

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sterilizzatore elettrico, S850

Descrizione : Progettato per la sterilizzazione di strumenti da laboratorio come aghi, pinze e altri piccoli oggetti con alte temperature e brevi tempi di sterilizzazione (5-7 secondi). Può anche essere usato con basse temperature e lunga sterilizzazione per prevenire la contaminazione. Intervallo di temperatura: Tamb +20-850 °C. Diametro massimo degli oggetti da sterilizzare: 15 mm. Angolo regolabile: 45-75°. Dimensioni (L x l x h): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STER-850-001	sterilizzatore elettrico LBX S850	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	3	2	84192000	08434868055810

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Elektrische sterilisator, S850**

Beschrijving : Ontworpen voor de sterilisatie van laboratoriumapparatuur zoals naalden, pincetten en andere kleine voorwerpen met hoge temperaturen en korte sterilisatietijden (5-7 seconden). Ze kunnen ook worden gebruikt bij lage temperaturen en lange sterilisatie om besmetting te voorkomen. Temperatuurbereik: kamertemp +20- +850 °C. Maximale diameter van te steriliseren objecten: 15 mm. Verstelbare hoek: 45-75°. Afmetingen (L x B x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STER-850-001	elektrische sterilisator LBX S850	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	3	2	84192000	08434868055810

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Elektrischer Sterilisator, S850

Beschreibung : Für die Sterilisation von Labormaterial, wie Spritzen, Pinzetten und anderen kleinen Objekten, mittels hoher Temperaturen und kurzer Sterilisationszeiten (5 - 7 Sekunden). Kann auch mit niedrigen Temperaturen und langen Sterilisationszeiten verwendet werden, um Kontaminationen vorzubeugen. Temperaturbereich: Raumtemperatur +20 - 850 °C. Maximaler Durchmesser der zu sterilisierenden Objekte: 15 mm. Verstellbarer Winkel: 45 - 75°. Maße (L x B x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STER-850-001	elektrischer Sterilisator, LBX S850	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	3	2	84192000	08434868055810

PRODUKTFOTO

