

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Contador de colonias, CC100

Descripción : Diseñado para especificar el número de colonias microbianas presentes en las placas de muestra con la máxima eficiencia. Cuatro pantallas LED de 3 dígitos (0-999) muestran los valores de recuentos actuales y anteriores. Puede hacer un promedio a partir de conteos múltiples y almacenar hasta 100 promedios en la memoria. El botón BACK puede restar datos cuando se cuenta en exceso. Soporte de plato ajustable adecuado para placas de petri de 90-150 mm o 60 mm. Sensibilidad a la presión ajustable. Opcional: Software para añadir, borrar, buscar, imprimir y guardar datos en formato Excel (.csv). Dimensiones (mm): 351 x 302 x 370. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CLCN-100-001	contador de colonias LBX CC100	1
CLCN-A01-001	software para contador de colonias LBX CC100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CLCN-100-001	27,5	7	90278099	08434868055827
CLCN-A01-001			90278099	08434868055834

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Display	LED panel
Magnification	2~3 X
Operating buttons	Average, Zero reset, Count back
Illumination	LED (adjustable)
Pressure sensitivity	Adjustable
Acoustical counting signal	Adjustable
Output	USB
Net weight	5,6 Kg
Dimension (LxWxH)	35,1 x 30,2 x 37 cm

GENERAL INFORMATION

Product name : Colony counter, CC100

Description : Designed to specify the number of microbial colonies present on sample plates with maximized efficiency. Four 3-digit (0-999) LED displays show the present and previous counting values. Can make an average count from multiple counting and store up to 100 averages in the memory. BACK button can deduce data when overcounting. Adjustable dish holder suitable for petri dishes from 90-150 mm or 60 mm. Adjustable pressure sensitivity. Optional: software able to add, delete, search, print and save data in Excel format (.csv). Dimensions (mm): 351 x 302 x 370. 100-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CLCN-100-001	colony counter LBX CC100 series	1
CLCN-A01-001	software for LBX CC100 series colony counter	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CLCN-100-001	27,5	7	90278099	08434868055827
CLCN-A01-001			90278099	08434868055834

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Display	LED panel
Magnification	2~3 X
Operating buttons	Average, Zero reset, Count back
Illumination	LED (adjustable)
Pressure sensitivity	Adjustable
Acoustical counting signal	Adjustable
Output	USB
Net weight	5,6 Kg
Dimension (LxWxH)	35,1 x 30,2 x 37 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Compteur de colonies, CC100

Description : Conçu pour compter le nombre de colonies microbiennes présentes sur les plaques d'échantillonnage avec une efficacité maximale. Ecran LED à 3 chiffres (0-999) affichant les valeurs de comptage en cours et des 3 précédents. Permet d'effectuer un calcul moyen à partir de plusieurs comptages et stocker en mémoire jusqu'à 100 moyennes. Le bouton BACK permet de soustraire des données lors d'un comptage excessif. Support réglable pour boîtes de Pétri de diamètre 90 à 150 mm ou 60 mm. Possibilité de régler la sensibilité à la pression. Optionnel : logiciel pour ajouter, supprimer, rechercher, imprimer et sauvegarder des données au format Excel (.csv). Dimensions : 351 x 302 x 370 mm. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CLCN-100-001	compteur de colonies LBX CC100	1
CLCN-A01-001	logiciel pour compteur de colonies LBX CC100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CLCN-100-001	27,5	7	90278099	08434868055827
CLCN-A01-001			90278099	08434868055834

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Display	LED panel
Magnification	2~3 X
Operating buttons	Average, Zero reset, Count back
Illumination	LED (adjustable)
Pressure sensitivity	Adjustable
Acoustical counting signal	Adjustable
Output	USB
Net weight	5,6 Kg
Dimension (LxWxH)	35,1 x 30,2 x 37 cm

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Contatore di colonie, CC100

Descrizione : Progettato per specificare il numero di colonie microbiche presenti nelle piastre dei campioni con la massima efficienza. Quattro display a LED a 3 cifre (0-999) mostrano i valori dei conteggi attuali e precedenti. È possibile eseguire la media da più conteggi multipli e memorizzare fino a 100 medie in memoria. Il pulsante BACK può sottrarre dati in caso di dati in eccesso. Supporto per piatto regolabile adatto per piastre di Petri da 90-150 mm o 60 mm. Sensibilità alla pressione regolabile. Opzionale: software per aggiungere, eliminare, cercare, stampare e salvare i dati in formato Excel (.csv). Dimensioni (mm): 351 x 302 x 370. 100-240 V/50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CLCN-100-001	contatore di colonie LBX CC100	1
CLCN-A01-001	software per contatore di colonie LBX CC100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CLCN-100-001	27,5	7	90278099	08434868055827
CLCN-A01-001			90278099	08434868055834

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Display	LED panel
Magnification	2~3 X
Operating buttons	Average, Zero reset, Count back
Illumination	LED (adjustable)
Pressure sensitivity	Adjustable
Acoustical counting signal	Adjustable
Output	USB
Net weight	5,6 Kg
Dimension (LxWxH)	35,1 x 30,2 x 37 cm

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Kolonieteller, CC100**

Beschrijving : Ontworpen om het aantal microbiële kolonies dat aanwezig is op monsterplaten met maximale efficiëntie te specificeren. Vier 3-cijferige LED-schermen (0-999) tonen de huidige en vorige telwaarden. U kunt het gemiddelde nemen van meerdere tellingen en tot 100 in het geheugen opslaan. De BACK-knop kan gegevens aftrekken bij overtelling. Verstelbare schaalhouder geschikt voor petrischaaltjes van 90-150 mm of 60 mm. Instelbare drukgevoeligheid. Optioneel: Software om gegevens toe te voegen, te verwijderen, te zoeken, af te drukken en op te slaan in Excel-formaat (.csv). Afmetingen (mm): 351 x 302 x 370. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CLCN-100-001	kolonieteller LBX CC100	1
CLCN-A01-001	software voor kolonieteller LBX CC100	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CLCN-100-001	27,5	7	90278099	08434868055827
CLCN-A01-001			90278099	08434868055834

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kolonienzähler, CC100

Beschreibung : Entworfen zur möglichst effizienten Bestimmung der Anzahl mikrobieller Kolonien auf Probenplatten. Vier LED-Displays mit drei Ziffern (0 - 999) zeigen die Werte der aktuellen und vorherigen Zählungen an. Es können ein Durchschnittswert auf Basis der verschiedenen Zählungen erstellt und bis zu 100 Durchschnittswerte im Speicher gespeichert werden. Die Taste BACK ermöglicht, zu viel gezählte Daten abzuziehen. Verstellbarer Plattenträger, geeignet für Petrischalen mit einer Größe von 90 - 150 mm oder 60 mm. Einstellbare Drucksensibilität. Optional: Software zum Hinzufügen, Löschen, Suchen, Drucken und Speichern von Daten in Excel-Format (.csv). Maße (mm): 351 x 302 x 370. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CLCN-100-001	Kolonienzähler, LBX CC100	1
CLCN-A01-001	Software für Kolonienzähler, LBX CC100	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CLCN-100-001	27,5	7	90278099	08434868055827
CLCN-A01-001			90278099	08434868055834

PRODUKTFOTO

