

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Raspadores de células estériles

Descripción : Hoja de doble posición: "rascador" y "colector", fabricada en termoplástico elastómero (TPE). Mango flexible de ABS, especialmente diseñado para recolectar las células sin dañarlas. Esterilizados por rayos gamma y certificados libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Envasados en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación beta


DATOS TÉCNICOS

referencia	ancho hoja (mm)	ltotal (mm)	unidades por ref.
CSCP-025-100	20	250	100
CSCP-039-100	20	390	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CSCP-025-100	13,794	1,4	39269097	08434868056015
CSCP-039-100	25,725	2,4	39269097	08434868056022

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Cell scrapers, sterile

Description : Two blade positions: "scraper" and "lifter", made of thermoplastic elastomer (TPE). Flexible ABS handle, specially designed to collect cells without damaging. Sterilized by gamma irradiation and certified free of DNase, RNase and pyrogens. Packaged in individual bags. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



DNAsa and RNAsa free



Sterile by beta radiation


TECHNICAL DATA

reference	blade width (mm)	ltotal (mm)	pcs/pack
CSCP-025-100	20	250	100
CSCP-039-100	20	390	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CSCP-025-100	13,794	1,4	39269097	08434868056015
CSCP-039-100	25,725	2,4	39269097	08434868056022

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Grattoir de cellules, stérile

Description : Lame de 2 positions, "grattoir" et "récolteur", fabriquée en élastomère thermoplastique (TPE). Manche en ABS flexible, spécialement conçu pour collecter les cellules sans les endommager. Stérilisé par rayons gamma et certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène. Emballé individuellement. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation beta


DONNÉES TECHNIQUES

référence	largeur de lame (mm)	long. totale (mm)	unités par ref.
CSCP-025-100	20	250	100
CSCP-039-100	20	390	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CSCP-025-100	13,794	1,4	39269097	08434868056015
CSCP-039-100	25,725	2,4	39269097	08434868056022

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Raschietto per cellule sterili

Descrizione : Lama a doppia posizione: "raschietto" e "collettore", realizzata in elastomero termoplastico (TPE). Impugnatura flessibile in ABS, appositamente progettata per raccogliere le cellule senza danneggiarle. Sterilizzato a raggi gamma e certificato per materiali privo di DNase, RNase e pirogeni. Confezionato in buste individuali. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione beta


DATI TECNICI

referenza	larghezza lama (mm)	ltotale (mm)	unità per ref.
CSCP-025-100	20	250	100
CSCP-039-100	20	390	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CSCP-025-100	13,794	1,4	39269097	08434868056015
CSCP-039-100	25,725	2,4	39269097	08434868056022

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Steriele celschrapers

Beschrijving : Blad met dubbele positie: "schraper" en "collector", gemaakt van thermoplastisch elastomeer (TPE). Flexibele ABS-handgreep, speciaal ontworpen om cellen op te vangen zonder ze te beschadigen. Gesteriliseerd met gammastralen en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Individueel verpakt. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden via www.labbox.com)



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door bètastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	breedte blad (mm)	ltotaal (mm)	stuks per ref.
CSCP-025-100	20	250	100
CSCP-039-100	20	390	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CSCP-025-100	13,794	1,4	39269097	08434868056015
CSCP-039-100	25,725	2,4	39269097	08434868056022

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Zellschaber, steril

Beschreibung : Blatt mit zwei Positionen: „Schaber“ und „Sammler“, aus thermoplastischen Elastomeren (TPE). Flexibler Griff aus ABS, insbesondere geeignet, um Zellen zu ernten, ohne sie zu beschädigen. Sterilisiert durch Betastrahlen und geprüft DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Verpackt in Einzelbeuteln. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Betastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Blattbreite (mm)	Lgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
CSCP-025-100	20	250	100
CSCP-039-100	20	390	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CSCP-025-100	13,794	1,4	39269097	08434868056015
CSCP-039-100	25,725	2,4	39269097	08434868056022

PRODUKTFOTO

