

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Placas de 3 cavidades de polietileno

**Descripción :** Particularmente útil para test de colorimetría


## DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	Øcavidad (mm)	prof. cavidad (mm)	unidades por ref.
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-003-010		0,075	39269097	08434868058460

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

## GENERAL INFORMATION

**Product name** : Colorimetric 3 cell tray, polyethylene**Description** : Particularly useful for colorimetric tests


## TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	Øhole (mm)	cell depth (mm)	pcs/pack
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-003-010		0,075	39269097	08434868058460

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Plaque de coloration à 3 puits en polyéthylène****Description :** Particulièrement utile pour essais colorimétriques

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	Øcavité (mm)	prof. cellules (mm)	unités par ref.
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-003-010		0,075	39269097	08434868058460

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Piastre in polietilene a 3 cavità**Descrizione :** Particolarmente utile per il test colorimetrico

## DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	Øcavità (mm)	prof. cavità (mm)	unità per ref.
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-003-010		0,075	39269097	08434868058460

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE


Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Polyethyleen platen met 3 holtes**Beschrijving** : Vooral handig voor colorimetrietests**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	afmetingen (mm)	Øgat(mm)	diep. gat(mm)	stuks per ref.
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-003-010		0,075	39269097	08434868058460

**PRODUKTFOTO****MATERIAAL**

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Tüpfelplatte aus Polyethylen, mit 3 Vertiefungen****Beschreibung :** Insbesondere geeignet für kolorimetrische Tests.


## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	ØVertiefung(mm)	Tiefe der Vertiefung (mm)	Stückzahl pro Artikel
CTYP-003-010	28 x 58	21	7	10

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-003-010		0,075	39269097	08434868058460

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C