

### GENERAL INFORMATION

**Product name :** Micropipette tips, polypropylene, 20 µl Premium Line

**Description :** High quality tips specifically designed to reach the bottom of narrow microtubes. Graduated. Human DNA-free and certified free from DNase, RNase and PCR inhibitors. Compatible with EASY, Gilson, HTL, Biohit, CAPP and Nichiryo micropipettes. Packaged in sterile polypropylene racks and bags of 1000 non-sterile tips. Natural color. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

### TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIAD-020-096	20 µl long type sterile in rack	96
TIAD-020-1K0	20 µl long type non sterile in bag	1000
TIAD-020-960	20 µl long type sterile in rack	10 x 96

### PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-020-096	0,054	0,085	90269000	08434868057371
TIAD-020-1K0	0,18	0,165	90269000	08434868060074
TIAD-020-960	8,4	1	90269000	18434868057378

### PRODUCT PHOTO



### MATERIAL

#### MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta, 20 µl Premium Line**

**Descripción :** Puntas de alta calidad especialmente diseñadas para alcanzar el fondo de microtubos estrechos. Graduadas. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Compatibles con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP y Nichiryo. Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles. Color natural. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIAD-020-096	20 µl tipo largo estériles en rack	96
TIAD-020-1K0	20 µl tipo largo no estériles en bolsa	1000
TIAD-020-960	20 µl tipo largo estériles en rack	10 x 96

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-020-096	0,054	0,085	90269000	08434868057371
TIAD-020-1K0	0,18	0,165	90269000	08434868060074
TIAD-020-960	8,4	1	90269000	18434868057378

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette, 20 µl Premium Line****Description :** Pointe de haute qualité, spécialement conçue pour atteindre le fond des microtubes étroits. Gradué. Sans ADN humain et certifiée sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Compatible avec EASY, Gilson, HTL, Biohit, CAPP et Nichiryo. Présentée en rack stérile en polypropylène et en sachet de 1000 pointes non stériles. Couleur naturelle. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIAD-020-096	20 µl, type long, stérile en rack	96
TIAD-020-1K0	20 µl, type long, non stérile en sachet	1000
TIAD-020-960	20 µl, type long, stérile en rack	10 x 96

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-020-096	0,054	0,085	90269000	08434868057371
TIAD-020-1K0	0,18	0,165	90269000	08434868060074
TIAD-020-960	8,4	1	90269000	18434868057378

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Puntali in PP per micropipetta, 20 µl Premium Line**

**Descrizione :** Puntali di alta qualità appositamente progettati per raggiungere il fondo di microprovette strette. Graduati. Privi di DNA umano e certificati come privi di DNase, RNAase e inibitori di PCR. Compatibili con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP e Nichiryo. Presentati in rack sterili in polipropilene e in sacchetti da 1000 puntali non sterili. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIAD-020-096	20 µl tipo lungo sterili in rack	96
TIAD-020-1K0	20 µl di lungo non sterili in busta	1000
TIAD-020-960	20 µl tipo lungo sterili in rack	10 x 96

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIAD-020-096	0,054	0,085	90269000	08434868057371
TIAD-020-1K0	0,18	0,165	90269000	08434868060074
TIAD-020-960	8,4	1	90269000	18434868057378

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.