

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Micropipette tips, Polypropylene, 1000 µl, Premium line

Description: High quality tips with graduation lines of 100, 500 and 1000 µl serving as a visual reference to minimize errors during sample aspiration. Human DNA-free and certified free from DNase, RNase and PCR inhibitors. Innovative internal geometry making a universal compatibility with virtually all brands of micropipettes including EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpiquette, Rainin, Socorex and Nichiryo. Packaged in sterile polypropylene racks and bags of 1000 non-sterile tips. Natural color. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	type
TIAD-1K0-096	96	1000 µl universal type sterile in rack
TIAD-1K0-1K0	1000	1000 µl universal type non sterile in bag
TIAD-1K0-576	6 x 96	1000 µl universal type sterile in rack

PACKING

Type: Carboard box

TIAD-1K0-096

astik's

Pipette tips in rack, 1000 µl, Premium Line, sterile, 96 pcs

Puntas para micropipetas, 1000 µl, Premium Line, rack estéril, 96 uds

Pointes pour micropipettes, 1000 µl, Premium Line, rack stérile, 96 unit.

Batch n°.: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Puntas de PP para micropipeta, 1000 µl, *Premium Line*

Descripción: Puntas de alta calidad con líneas de graduación a 100, 500 y 1000 µl que sirven como referencia visual para minimizar errores durante la aspiración de la muestra. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Geometría interna innovadora que permite considerar esta punta como realmente universal ya que es compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las que se incluyen EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpiette, Rainin, Socorex y Nichiryo. Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles. Color natural. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ ref	tipo
TIAD-1K0-096	96	1000 µl tipo universal estériles en rack
TIAD-1K0-1K0	1000	1000 µl tipo universal no estériles en bolsa
TIAD-1K0-576	6 x 96	1000 µl tipo universal estériles en rack

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

TIAD-1K0-096

Pipette tips in rack, 1000 µl, Premium Line, sterile, 96 pcs

Puntas para micropipetas, 1000 µl, Premium Line, rack estéril, 96 uds

Pointes pour micropipettes, 1000 µl, Premium Line, rack stérile, 96 unit.

Batch nº.: xxxx

astik's



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Pointe en polypropylène pour micropipette, 1000 µl, *Premium line*

Description: Pointe de haute qualité avec lignes de graduation à 100, 500 et 1000 µl pour références visuelles afin de minimiser les erreurs pendant l'aspiration de l'échantillon. Sans ADN humain et certifiée sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Géométrie interne innovatrice qui permet de considérer cette pointe comme réellement universelle puisqu'elle est compatible avec pratiquement toutes les marques de micropipettes comme : EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex et Nichiryo. Présentée en rack stérile en polypropylène et en sachet de 1000 pointes non stériles. Couleur naturelle. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	type
TIAD-1K0-096	96	1000 µl type universel, stérile en rack
TIAD-1K0-1K0	1000	1000 µl type universel, non stérile en vrac
TIAD-1K0-576	6 x 96	1000 µl type universel, stérile en rack

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

TIAD-1K0-096

Pipette tips in rack, 1000 µl, Premium Line, sterile, 96 pcs

Puntas para micropipetas, 1000 µl, Premium Line, rack estéril, 96 uds

Pointes pour micropipettes, 1000 µl, Premium Line, rack stérile, 96 unit.

Batch n°: xxxx

astik's



Scheda técnica del prodotto

INFORMAZIONE GENERALE

Prodotto: Puntali in pp per micropipette, 1000 µl, *Premium line*

Descrizione: Puntali di alta qualità con linee di graduazione a 100, 500 e 1000 µl che servono come riferimento visivo per ridurre al minimo gli errori durante l'aspirazione del campione. Privi di DNA umano e certificati come privi di DNase, RNAase e inibitori di PCR. Geometria interna innovativa che consente di considerare questo puntale come veramente universale poiché compatibile con praticamente tutti i marchi di micropipette, tra cui EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpiette, Rainin, Socorex e Nichiryo. Presentati in rack sterili in polipropilene e in sacchetti da 1000 puntali non sterili. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)

SPECIFICAZIONI

Referenza	unità/ ref.	tipo
TIAD-1K0-096	96	1000 µl tipo universale, sterili in rack
TIAD-1K0-1K0	1000	1000 µl di universale non sterili in busta
TIAD-1K0-576	6 x 96	1000 µl tipo universale sterili in rack

IMBALAGGIO

Tipo: Scatola di cartone o plastica

Etichetta:

astik's	TIAD-1K0-096
	Pipette tips in rack, 1000 µl, Premium Line, sterile, 96 pcs
	Puntas para micropipetas, 1000 µl, Premium Line, rack estéril, 96 uds
	Pointes pour micropipettes, 1000 µl, Premium Line, rack stérile, 96 unit.
	Batch n°.: xxxx



