

GENERAL INFORMATION**Product name : ABBE Analogue Refractometer -RST111**

Description : ABBE analogue refractometer for measuring refractive index (RI), Brix grade and Temperature with good accuracy and a wide measurement range. Very easy to move thanks to its reduced dimensions (270x180x370mm) and weight (3,5 kg) and also very easy to use. Includes high resistant aluminium portable case for transportation, special purpose thermometer, screwdriver, standard sample and naphtalene bromide

TECHNICAL DATA

reference	type	range	accuracy	pcs/pack
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000-1,70000 / 0-95% / 0-60	±0,0005 / ±0,25% / ±1°C	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,35	90275000	08434868060500

PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Refractómetro ABBE analógico RST111**

Descripción : Refractómetro analógico ABBE para medir el índice de refracción (RI), grado Brix y temperatura con buena precisión y un amplio rango de medición. Muy fácil de mover debido a sus reducidas dimensiones (270x180x370mm) y peso (3,5 kg) y también muy fácil de usar. Incluye estuche portátil de aluminio de alta resistencia para el transporte, termómetro especial, destornillador, muestra estándar y bromuro de naftalina

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	rango	precisión	unidades por ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000-1,70000 / 0-95% / 0-60	±0,0005 / ±0,25% / ±1°C	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,35	90275000	08434868060500

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Réfractomètre ABBE analogique portable RST111**

Description : Réfractomètre analogique ABBE pour mesurer l'indice de réfraction (IR), le degré Brix et la température avec une bonne précision et une large gamme de mesure. Très facile à déplacer en raison de ses dimensions réduites (270 x 180 x 370 mm) et de son poids (3,5 kg), il est également très facile à utiliser. Comprend un étui portable en aluminium à haute résistance pour le transport, thermomètre à usage spécial, tournevis, échantillon standard et bromure de naphthalène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	gamme	précision	unités par ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000-1,70000 / 0-95% / 0-60	±0,0005 / ±0,25% / ±1°C	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,35	90275000	08434868060500

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Rifrattometro analogico ABBE RST111**

Descrizione : Rifrattometro analogico ABBE per misurare l'indice di rifrazione (RI), il grado Brix e la temperatura con buona precisione e un ampio intervallo di misurazione. Molto facile da spostare grazie alle sue dimensioni ridotte (270 x 180 x 370 mm) e peso (3,5 kg) e anche molto facile da usare. Include custodia da trasporto in alluminio ad alta resistenza per trasporto, termometro speciale, cacciavite, campione standard e bromuro di naftalene

DATI TECNICI

referenza	tipo	variabilità	accuratezza	unità per ref.
ABRF-111-001	RI / Brix / Temp.	1,30000-1,70000 / 0-95% / 0-60	±0,0005 / ±0,25% / ±1°C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABRF-111-001	16,45	3,35	90275000	08434868060500

FOTO DEL PRODOTTO