

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bloque refrigerador para microtubos ('cooler')

Descripción : Diseñado en PC para mantener reactivos y enzimas fríos durante 1 hora. Color amarillo. La base está rellena de gel no tóxico. Capacidad para 12 microtubos o criotubos de hasta 2 ml, matriz de 3x4. Congelar durante 24hrs a -20 °C/-25 °C antes de usarlo

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.
CRYO-Y12-001	190 x 140 x 120	matriz de 3 x 4	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-Y12-001	2	0,68	39231090	08434868083899

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

Diámetro posición: 11 mm

Profundidad posición: 39,8 mm

GENERAL INFORMATION

Product name : Cooler for microtubes

Description : Designed in PC to keep reagents and enzymes cool. Capacity for 12 microtubes or cryotubes of up to 2 ml, array of 3x4. Protects samples from temperature fluctuations. The base is filled with non-toxic gel. Yellow color. Will maintain temperature approximately for 1 hour on the bench. Freeze for 24 hours at -20°C to -25°C prior to use

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	type	pcs/pack
CRYO-Y12-001	190 x 140 x 120	3 x 4 array	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-Y12-001	2	0,68	39231090	08434868083899

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte réfrigérant pour microtubes

Description : Boîte réfrigérante conçue en polycarbonate pour conserver au froid les réactifs et les enzymes pendant 1 heure. La base est remplie de gel non toxique. Couleur jaune. Capacité pour 12 microtubes ou cryotubes jusqu'à 2 ml (3x4). Congeler pendant 24 heures à -20°C / -25°C avant utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	type	unités par ref.
CRYO-Y12-001	190 x 140 x 120	3 x 4 puits	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-Y12-001	2	0,68	39231090	08434868083899

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Blocco di raffreddamento per microtubi ('cooler')**Descrizione :** Progettato in PC per mantenere i reagenti e gli enzimi freddi per 1 ora. Colore giallo. La base è riempita con gel non tossico. Capacità per 12 microprovette o criotubi fino a 2 ml, matrice da 3 x 4. Congelare per 24 ore a -5 °C / -10 °C prima dell'uso

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	tipo	unità per ref.
CRYO-Y12-001	190 x 140 x 120	matrice 3 x 4	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-Y12-001	2	0,68	39231090	08434868083899

FOTO DEL PRODOTTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Gefrierblock für Mikroröhrchen (Cooler)**Beschreibung :** Aus PC, um Reagenzen und Enzyme eine Stunde lang kalt zu halten. Geeignet für eine Vielzahl von Mikroröhrchen. Gelb. Der Boden ist mit nicht giftigem Gel gefüllt. Kapazität für 12 Röhrchen bis 2 ml, Kolben 3x4. Vor dem Verwenden 24 Stunden bei -20 °C/-25 °C einfrieren.

TECHNISCHE DATEN

Referenznr.	Maße(mm)	Typ	Stück pro Ref.
CRYO-Y12-001	190 x 140 x 120	Kolben 3 x 4	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRYO-Y12-001	2	0,68	39231090	08434868083899

PRODUKTFOTO

