

GENERAL INFORMATION

Product name : Linear shaker with digital screen and timing function, LBX Lin-Pro

Description : Two LCD screens that show time and speed. Timer function (1min-19h59min). Speed adjustable between 100 and 350 rpm. Lineal amplitude of 10 mm. Load capacity of 7,5 kg. DC Brushless motor, maintenance free. The device includes a SHKP-A02-001 universal accessory with 4 bars and can be combined with a non-slip platform (check accessories). Dimensions (W x D x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years.

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKP-35L-001	linear shaker with digital screen and timing function, LBX Lin-Pro	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	13,5	84798200	08434868061743

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador mecánico lineal, con pantalla y función de tiempo, LBX Lin-Pro**Descripción :** Dos pantallas LCD que muestran tiempo y velocidad. Función de temporizador (1min-19h59min). Velocidad regulable entre 100 y 350 rpm. Amplitud lineal: 10 mm. Capacidad de carga de 7,5 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. El equipo incluye un accesorio universal con 4 barras SHKP-A02-001 y se puede combinar con una plataforma antideslizante (ver accesorios). Dimensiones (L x A x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKP-35L-001	agitador mecánico lineal, con pantalla y función de tiempo, LBX Lin-Pro	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	13,5	84798200	08434868061743

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur linéaire numérique avec minuterie LBX Lin-Pro

Description : 2 écrans LCD permettant de voir le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1min-19h59min). Vitesse réglable entre 100 et 350 rpm. Amplitude linéale : 10 mm. Capacité de charge : 7,5 kg. Moteur Brushless sans entretien. Inclut une plateforme universelle à 4 barres SHKP-A02-001 et peut être combiné avec une plateforme antidérapante (en option). Dimensions (L x P x h) : 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKP-35L-001	agitateur linéaire numérique avec minuterie LBX Lin-Pro	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	13,5	84798200	08434868061743

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore meccanico lineare, con display e funzione timer, LBX Lin-Pro

Descrizione : Due display LCD che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1min-19h59min). Velocità regolabile tra 100 e 350 rpm. Ampiezza lineare: 10 mm. Capacità di carico di 7,5 kg. Motore brushless, senza manutenzione. Il kit comprende un accessorio universale con 4 barre SHKP-A02-001 e può essere combinato con una piattaforma antiscivolo (vedere accessori). Dimensioni (L x l x h): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKP-35L-001	agitatore meccanico lineare, con display e funzione timer, LBX Lin-Pro	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	13,5	84798200	08434868061743

FOTO DEL PRODOTTO

