

GENERAL INFORMATION**Product name : Bench top meter, M21**

Description : Desktop pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 °C). Range: -1.00 - 15.00 pH, resolution: 0.01 pH, accuracy ± 0.01 pH. Redox range: ± 1999 mV, accuracy ± 1 mV. Standard BNC connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5mm) for the ATC probe. Autocalibration in 3 points according to USA (pH 4.01, 7.00 and 10.01) or NIST (pH 4.01, 6.86 and 9.18). Backlit LCD screen. Auto-Hold feature senses and locks the measurement endpoint. Automatic electrode slope display helps user decide whether to replace the sensor. Includes buffer solutions (pH 4.01, 7.00 and 10.01), electrode holder, METRIA electrode PHEL-GB1-001 (maximum service temperature 80 °C) and CAT probe. Warranty 2 years. Stirrer STIS-000-001 recommended

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M21-001	pHmeter M21, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : pHmetro de sobremesa, M21**

Descripción : Medidor de pH y ORP de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -1.00 - 15.00 pH, resolución: 0.01 pH, precisión ± 0.01 pH. Rango redox: ± 1999 mV, resolución ± 1 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3.5mm) para la sonda CAT. Autocalibración en 3 puntos según USA (pH 4.01, 7.00 y 10.01) o NIST (pH 4.01, 6.86 y 9.18). Pantalla LCD retroiluminada. La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de medición. Indicación de la pendiente de calibración del electrodo que ayuda al usuario a decidir cuando reemplazar el electrodo. Incluye disoluciones tampón (pH 4.01, 7.00 y 10.01), soporte porta-electrodos, electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C) y sonda CAT. Garantía 2 años. Se recomienda agitador STIS-000-001

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M21-001	pHmetro M21 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : pH-mètre de paillasse, M21**

Description : Mesure de pH et ORP avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 100°C). Gamme -1.00 – 15.00 pH, résolution 0.01 pH, précision ± 0.01 pH. Gamme redox ± 1999 mV, précision ± 1 mV. Connecteur BNC standard pour électrode de pH ou redox et Phone Plug (3,5 mm) pour sonde ATC. Auto-calibrage en 3 points selon USA (pH 4.01, 7.00 et 10.01) ou NIST (pH 4.01, 6.86 et 9.18). Écran LCD rétro-éclairé. Fonction de maintien automatique qui détecte et verrouille le point final de la mesure. Affichage automatique de la pente de l'électrode pour savoir si le capteur doit être remplacé. Inclut des solutions tampons (pH 4.01, 7.00 et 10.01), un porte-électrode, une électrode METRIA PHEL-GB1-001 (température maximale de travail : 80 °C) et une sonde ATC. Garantie 2 ans. Il est recommandé d'utiliser l'agitateur STIS-000-001

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-M21-001	pH-mètre M21 avec électrode et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : pH-metro da banco, M21**

Descrizione : Misuratore di pH e ORP da banco con compensazione automatica o manuale della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range: -1.00 - 15.00 pH, risoluzione: 0.01 pH, precisione ± 0.01 pH. Range redox: ± 1999 mV, risoluzione ± 1 mV. Connettore standard BNC per elettrodi a pH o redox e Phone Plug (3.5mm) per la sonda ATC. Autocalibrazione in 3 punti secondo USA (pH 4.01, 7.00 e 10.01) o NIST (pH 4.01, 6.86 e 9.18). Display LCD retroilluminato. La funzione di ritenuta automatica rileva e blocca il punto finale di misurazione. Indicazione della pendenza di calibrazione dell'elettrodo che aiuta l'utente a decidere quando sostituire l'elettrodo. Include soluzioni tampone (pH 4.01, 7.00 e 10.01), porta elettrodi, elettrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura massima di esercizio 80 °C) e sonda ATC. Garanzia di 2 anni. Si consiglia agitatore STIS-000-001

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-M21-001	pH-metro M21 con elettrodo e sonda CAT	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M21-001	10	1,8	90278011	08434868083530

FOTO DEL PRODOTTO