

GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA ashless quantitative filter paper, very low flow rate

Description : Ashless paper (20 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 42

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNDS-070-100	70	disk	100
BNDS-090-100	90	disk	100
BNDS-110-100	110	disk	100
BNDS-125-100	125	disk	100
BNDS-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo BRANCHIA sin cenizas, velocidad muy lenta

Descripción : Papel sin cenizas (20 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja).
Equivalencia: Whatman 42

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNDS-070-100	70	discos	100
BNDS-090-100	90	discos	100
BNDS-110-100	110	discos	100
BNDS-125-100	125	discos	100
BNDS-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif BRANCHIA sans cendre, filtration très lente

Description : Papier sans cendre (max 0,007%) en fibres de coton pour une filtration très lente. Adéquat pour la rétention de particules fines. Convient pour le filtrat de précipités tels que sulfate de baryum froid, sulfate de plomb, sulfures de zinc et de nickel, etc... Grammage 100 g / m², épaisseur 160 µm, temps de filtration 300 s, rétention 2 - 3 µm, résistance à l'éclatement humide > 20 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 42

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNDS-070-100	70	plat	100
BNDS-090-100	90	plat	100
BNDS-110-100	110	plat	100
BNDS-125-100	125	plat	100
BNDS-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa BRANCHIA priva di ceneri, velocità molto bassa

Descrizione : Carta senza ceneri (20 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 42

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNDS-070-100	70	circolari	100
BNDS-090-100	90	circolari	100
BNDS-110-100	110	circolari	100
BNDS-125-100	125	circolari	100
BNDS-150-100	150	circolari	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

FOTO DEL PRODOTTO

