

GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA qualitative filter paper, high flow rate

Description : Low ash paper (30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in a box).
Equivalence: Whatman 4

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLDF-070-100	70	disk	100
BLDF-090-100	90	disk	100
BLDF-110-100	110	disk	100
BLDF-125-100	125	disk	100
BLDF-150-100	150	disk	100
BLDF-185-100	185	disk	100
BLDF-240-100	240	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDF-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062634
BLDF-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062641
BLDF-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062658
BLDF-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062665
BLDF-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062672
BLDF-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062689
BLDF-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062696

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cualitativo BRANCHIA, velocidad rápida

Descripción : Papel bajo en cenizas (30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 4

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BLDF-070-100	70	discos	100
BLDF-090-100	90	discos	100
BLDF-110-100	110	discos	100
BLDF-125-100	125	discos	100
BLDF-150-100	150	discos	100
BLDF-185-100	185	discos	100
BLDF-240-100	240	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDF-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062634
BLDF-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062641
BLDF-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062658
BLDF-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062665
BLDF-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062672
BLDF-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062689
BLDF-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062696

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre qualitatif BRANCHIA, filtration rapide

Description : Papier à faible teneur en cendre (max 0,06%) en fibres de coton. Vitesse de filtration rapide et adéquate pour la rétention des précipités épais, tels que les hydroxydes et les sulfures métalliques, et des substances gélatineuses. Également utilisé pour la filtration rapide des précipités organométalliques, le nettoyage de routine des fluides biologiques, les analyses dans l'industrie alimentaire, etc... Grammage 85 g / m², épaisseur 210 µm, temps de filtration 10 s, rétention 15 - 20 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 4

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLDF-070-100	70	plat	100
BLDF-090-100	90	plat	100
BLDF-110-100	110	plat	100
BLDF-125-100	125	plat	100
BLDF-150-100	150	plat	100
BLDF-185-100	185	plat	100
BLDF-240-100	240	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDF-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062634
BLDF-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062641
BLDF-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062658
BLDF-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062665
BLDF-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062672
BLDF-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062689
BLDF-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062696



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro qualitativa BRANCHIA, alta velocità

Descrizione : Carta con basso contenuto di ceneri (30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 4

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BLDF-070-100	70	standard	100
BLDF-090-100	90	standard	100
BLDF-110-100	110	standard	100
BLDF-125-100	125	standard	100
BLDF-150-100	150	standard	100
BLDF-185-100	185	standard	100
BLDF-240-100	240	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLDF-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062634
BLDF-090-100	0,396	0,08	48232000	08434868062641
BLDF-110-100	0,5875	0,121	48232000	08434868062658
BLDF-125-100	0,5923	0,144	48232000	08434868062665
BLDF-150-100	0,7936	0,189	48232000	08434868062672
BLDF-185-100	1,3	0,275	48232000	08434868062689
BLDF-240-100	2,0312	0,446	48232000	08434868062696

FOTO DEL PRODOTTO

