

GENERAL INFORMATION**Product name : Dryer**

Description : Ergonomic design. Double insulation. 2 speeds, 3 temperatures. 3 meter power cable. Two diffuser nozzles and removable filter. Useful for drying laboratory equipment, instruments, precipitates and others. 220-240 V, 50-60 Hz. Warranty 1 year

TECHNICAL DATA

reference	power (W)	pcs/pack
SDRY-2K0-001	2000	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Secador**Descripción :** Diseño ergonómico. Doble aislamiento. 2 velocidades, 3 temperaturas. Cable de alimentación de 3 metros. Dos boquillas difusoras y filtro extraíble. Útil para secar material de laboratorio, instrumentos, precipitados y otros. 220-240 V, 50-60 Hz. Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

referencia	potencia (W)	unidades por ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sèche-cheveux

Description : Design ergonomique. Double isolation. 2 vitesses, 3 températures. Câble d'alimentation de 3 mètres. Deux buses de diffusion et filtre amovible. Utile pour sécher le matériel de laboratoire, les instruments, les précipités etc... 220-240 V, 50-60 Hz. Garantie 1 an

DONNÉES TECHNIQUES

référence	puissance (W)	unités par ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Asciugacapelli**Descrizione :** Design ergonomico. Doppio isolamento. 2 velocità, 3 temperature. Cavo di alimentazione di 3 metri. Due ugelli diffusori e filtro estraibile. Utile per asciugare materiale da laboratorio, strumenti, precipitati e altro. 220-240 V, 50-60 Hz. Garanzia 1 anno

DATI TECNICI

referenza	potenza (W)	unità per ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

FOTO DEL PRODOTTO

