

GENERAL INFORMATION

Product name : PTFE beaker dipper**Description :** Extendible screw-in shafts with a steel core for rigidity. Fully encapsulated in PTFE. Screw-in shaft lengths are available separately to extend the original one. The basic unit consists of a beaker-like container with a single stem. All shafts are 600 mm long

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	capacity	pcs/pack
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	stem only, 600 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Up to 4 DIPB-S01-001 can be joined to obtain a 3 m shaft

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cazo de inmersión de PTFE

Descripción : Los vástagos atornillables extensibles tienen un núcleo de acero para mayor rigidez y están totalmente encapsulados en PTFE. Las longitudes de eje atornilladas están disponibles por separado para extender el eje atornillado original. La unidad básica consiste en un contenedor tipo beaker con un solo eje. Todos los vástagos miden 600 mm

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	capacidad	unidades por ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	sólo vástago, 600 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Pueden unirse hasta 4 DIPB-S01-001 para obtener un eje de 3 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Louche d'immersion en PTFE

Description : Composée d'un pot collecteur et d'une tige en acier pour une plus grande rigidité, entièrement recouverte de PTFE. Tiges d'extensions à visser disponibles séparément. Tiges d'extension additionnelles de 600 mm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	capacité	unités par ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	tige d'extension, 600 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Jusqu'à 4 tiges DIPB-S01-001, pour une longueur totale max. de 3m

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Campionatori a immersione in PTFE**Descrizione :** Composta da una tazza e da un'asta in acciaio per una maggiore rigidità, interamente ricoperta di PTFE. Estensioni a vite disponibili separatamente. Tutte le aste misurano 600 mm

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	capacità	unità per ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	solo aste, 600 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

È possibile unire fino a 4 DIPB-S01-001 per ottenere un'estensione di 3 m