

GENERAL INFORMATION

Product name : PTFE Ladle**Description :** For sampling with fixed handle and pouring spouts on both sides

TECHNICAL DATA

reference	capacity	long	pcs/pack
LADL-010-001	10 ml	150 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADL-010-001	0,32	0,035	39269097	08434868079410

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cazo PTFE**Descripción :** Para muestreo con mango fijo y boquillas de vertido en ambos lados

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	largo	unidades por ref.
LADL-010-001	10 ml	150 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADL-010-001	0,32	0,035	39269097	08434868079410

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Louche de prélèvement en PTFE**Description :** Pour échantillonnage, avec poignée fixe et becs verseurs des deux côtés

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long	unités par ref.
LADL-010-001	10 ml	150 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADL-010-001	0,32	0,035	39269097	08434868079410

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Campionatore PTFE**Descrizione :** Per campionamenti con manico fisso e beccuccio di versamento su entrambi i lati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Lunghezza	unità per ref.
LADL-010-001	10 ml	150 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADL-010-001	0,32	0,035	39269097	08434868079410

FOTO DEL PRODOTTO

