

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Bolsas para homogenizadores con filtro**

**Descripción :** Fabricadas en polietileno virgen y reforzado. Para análisis microbiológicos y químicos. Compatible con todos los homogeneizadores de laboratorio, soportan procesos de mezcla extensos sin rasgaduras ni perforaciones. Libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Tipo A: con filtro lateral, no tejido, poro <250 µm. Para muestras fibrosas como carne, pescado, frutas y verduras Tipo B: con filtro de superficie completa, no tejido, poro <280 µm. Para muestras pastosas, como queso, leche y harina. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Libre de DNAsa y RNAsa




Esterilizado por radiación gamma

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	w	l	grosor (mm)	tipo	unidades por ref.
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0,07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0,07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0,07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0,07	B	10 x 50

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Blender bags with filter**

**Description :** Made of virgin and reinforced polyethylene. For microbiological and chemical analysis. Compatible with all lab blender homogenizers, withstand extensive blending without tears or perforations. DNase, RNase and pyrogen free. Type A: with lateral filter, non-woven, pore <250 µm. For fibrous samples such as meat, fish, fruit and vegetables. Type B: with full-surface filter, non-woven, pore <280 µm. For pasty samples, such as cheese, milk and flour. Sterilization certificate available (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Available in standard size and economy size



DNase and RNase free



Sterile by gamma radiation

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	w	l	thickness (mm)	type	pcs/pack
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0,07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0,07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0,07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0,07	B	10 x 50

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Sac d'homogénéisation, avec filtre**

**Description :** En polyéthylène vierge et renforcé. Pour analyses microbiologiques et chimiques. Compatible avec tous les homogénéiseurs de laboratoire classiques, résistant à un usage intensif sans déchirure ni perforation. Exempt de DNase, RNase et de pyrogène. Type A : avec filtre latéral, non tissé, pores <250 µm. Pour les échantillons fibreux tels que la viande, le poisson, les fruits et les légumes Type B : avec filtre intégral, non tissé, pores <280 µm. Pour les échantillons pâteux, tels que le fromage, le lait et la farine. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	larg.	long.	épaisseur (mm)	type	unités par ref.
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0,07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0,07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0,07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0,07	B	10 x 50

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sacchetto per omogenizzatore con filtro**

**Descrizione** : Realizzato in polietilene vergine e rinforzato. Per analisi microbiologiche e chimiche. Compatibile con tutti gli omogeneizzatori da laboratorio, resistente a processi di miscelazione di lunga durata senza lacerazioni o perforazioni. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Tipo A: con filtro laterale, non tessuto, poro <250 µm. Per campioni fibrosi come carne, pesce, frutta e verdura Tipo B: con filtro di superficie completo, non tessuto, poro <280 µm. Per campioni pastosi, come formaggio, latte e farina. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Certificati come prive di DNase e RNase




Sterile per radiazione gamma

## DATI TECNICI

referenza	capacità	w	l	spessore (mm)	tipo	unità per ref.
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0,07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0,07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0,07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0,07	B	10 x 50

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727







**astik's**

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023  
Ref. Doc.: PDS-1410

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Zakken voor homogenisatoren met filter**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Homogenisierbeutel mit Filter**

**Beschreibung** : Aus reinem Polyethylen, verstärkt. Für mikrobiologische und chemische Analysen. Kompatibel mit allen Labor-Homogenisiergeräten, überstehen umfangreiche Mischverfahren ohne Kratzer oder Perforierungen. DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Typ A: mit Seitenfilter, kein Gewebe, Porengröße <250 µm. Für fasrige Proben wie Fleisch, Fisch, Früchte und Gemüse. Typ B: mit ganzflächigem Filter, kein Gewebe, Porengröße <280 µm. Für breiige Proben wie Käse, Milch und Mehl. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com)).



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	B	L	Dicke (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0,07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0,07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0,07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0,07	B	10 x 50

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727

