

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Kits de colorantes para microbiología y patología**

Descripción : Soluciones preparadas listas para usar de algunas de las tinciones más utilizadas en los campos de la histopatología, microbiología y hematología. Los kits de colorantes Labkem son rápidos y fáciles de usar, asegurando resultados reproducibles. Reactivos en formato de 50 ml



Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro

DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	tipo	unidades por ref.
ABLU-KA2-100	100	Alcián, azul pH 1 / Detección específica de mucinas altamente acídicas	1
ABLU-KA3-100	100	Alcián, azul pH 2.5 / Detección de mucinas acídicas	1
CONG-KHI-100	100	Highman, Rojo Congo / Detección de amiloide	1
TRIC-KML-100	100	Mallory, Tricrómico / Tinción de tejido conectivo	1
TRIC-KMA-100	100	Masson, Tricrómico estándar / Detección de fibras de colágeno en tejido	1
ORCE-KFB-100	100	Orceína / Tinción selectiva para identificar la proteína elastina	1
PANO-KPR-100	100	Panóptico rápido / Tinción diferencial para células de la sangre	1
SCHF-K01-100	100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Tinción de polisacáridos en tejidos	1
TRIC-KVG-100	100	Van Gieson, Tricrómico / Detección de tejido elástico anormal	1
HEMA-KWE-100	100	Weigert, Hematoxilina / Tinción nuclear resistente a la decoloración por soluciones ácidas	1
FUCH-KZN-100	100	Ziehl-Neelsen / Identificación de bacterias ácido-alcohol resistentes (micobacterias)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,3	0,3	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,3	0,3	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,3	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,35	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,3	0,3	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,3	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,4	32041300	
SCHF-K01-100	3,3	0,35	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,3	0,35	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,3	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	3,3	0,3	32041300	08434868081659

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Dyes and stains kits for microbiology and pathology

Description : Ready-to-use solutions of some of the most widely used stains in the fields of histopathology, microbiology and hematology. Labkem dye kits are fast and easy to use, ensuring reproducible results. Reagents in 50 ml format



Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices

TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	type	pcs/pack
ABLU-KA2-100	100	Alcian, Blue pH 1 / Detection of highly acidic mucins only	1
ABLU-KA3-100	100	Alcian, Blue pH 2.5/ Detection of acidic mucins	1
CONG-KHI-100	100	Highman, Congo Red / Detection of amyloid	1
TRIC-KML-100	100	Mallory, Trichrome / Coloration of connective tissue	1
TRIC-KMA-100	100	Masson, Trichrome Standard / Detection of collagen fibers in tissues	1
ORCE-KFB-100	100	Orcein / Selective staining method for identifying elastin protein	1
PANO-KPR-100	100	Panoptic, rapid / Differential staining method for blood cells	1
SCHF-K01-100	100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Detection of polysaccharides in tissues	1
TRIC-KVG-100	100	Van Gieson, Trichrome /Detection of abnormal elastic tissue	1
HEMA-KWE-100	100	Weigert, Hematoxylin / Nuclear staining resistant to decolorization by acidic staining solutions	1
FUCH-KZN-100	100	Ziehl-Neelsen / Identification of acid-fast organisms, mainly Mycobacteria	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,3	0,3	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,3	0,3	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,3	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,35	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,3	0,3	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,3	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,4	32041300	
SCHF-K01-100	3,3	0,35	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,3	0,35	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,3	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	3,3	0,3	32041300	08434868081659

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit de colorants pour microbiologie et pathologie

Description : Solutions prêtes à l'emploi pour les colorations les plus utilisées en histopathologie, microbiologie et hématologie. Kits faciles et rapides à utiliser. Résultats reproductibles. Réactifs au format 50 ml



Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro

DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	type	unités par ref.
ABLU-KA2-100	100	Alcian, Bleu pH 1 / Détection spécifique des mucines très acides	1
ABLU-KA3-100	100	Alcian, Bleu pH 2.5 / Détection des mucines acides	1
CONG-KHI-100	100	Highman, Rouge Congo / Détection d'amyloïde	1
TRIC-KML-100	100	Mallory, Trichrome / Coloration de tissu conjonctif	1
TRIC-KMA-100	100	Masson, Trichrome standard / Détection de fibres de collagène tissulaire	1
ORCE-KFB-100	100	Orcéine / Coloration sélective pour l'identification de protéine d'élastine	1
PANO-KPR-100	100	Panoptique rapide / Coloration différentielle des cellules sanguines	1
SCHF-K01-100	100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Coloration des polysaccharides dans les tissus	1
TRIC-KVG-100	100	Van Gieson, Trichrome / Détection des tissus élastiques anormaux	1
HEMA-KWE-100	100	Weigert, Hématoxyline / Coloration nucléaire résistant à la décoloration par solutions acides	1
FUCH-KZN-100	100	Ziehl-Neelsen / Identification des bactéries acido-alcool-résistantes (mycobactéries)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,3	0,3	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,3	0,3	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,3	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,35	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,3	0,3	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,3	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,4	32041300	
SCHF-K01-100	3,3	0,35	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,3	0,35	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,3	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	3,3	0,3	32041300	08434868081659

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Kit di coloranti per microbiologia e patologia

Descrizione : Soluzioni pronte per l'uso di alcune delle colorazioni più utilizzate nei campi dell'istopatologia, microbiologia ed ematologia. I kit di colorazione Labkem sono veloci e facili da usare, garantendo risultati riproducibili. Reagenti in formato da 50 ml



Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro

DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	tipo	unità per ref.
ABLU-KA2-100	100	Alcian, blu pH 1 / Rilevamento specifica di mucine altamente acide	1
ABLU-KA3-100	100	Alcian, blu pH 2.5 / Rilevamento di mucine acide	1
CONG-KHI-100	100	Highman, Rosso Congo / Rilevamento di amiloide	1
TRIC-KML-100	100	Mallory, Tricromica / Colorazione del tessuto connettivo	1
TRIC-KMA-100	100	Masson, Tricromica standard / Rilevamento di fibre di collagene su tessuto	1
ORCE-KFB-100	100	Orceina / Colorazione selettiva per identificare la proteina elastina	1
PANO-KPR-100	100	Panottica rapida / Colorazione differenziale per cellule del sangue	1
SCHF-K01-100	100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Colorazione di polisaccaridi	1
TRIC-KVG-100	100	Van Gieson, Tricromica / Rilevamento di tessuto elastico anormale	1
HEMA-KWE-100	100	Weigert, Ematossilina/ Colorazione nucleare resistente alle decolorazioni per soluzioni acide	1
FUCH-KZN-100	100	Ziehl-Neelsen / Identificazione di batteri acido resistenti (micobatteri)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,3	0,3	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,3	0,3	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,3	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,35	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,3	0,3	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,3	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,4	32041300	
SCHF-K01-100	3,3	0,35	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,3	0,35	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,3	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	3,3	0,3	32041300	08434868081659

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kits met kleurstoffen voor microbiologie en pathologie

Beschrijving : Kant-en-klare bereide oplossingen van enkele van de meest gebruikte kleurstoffen op het gebied van histopathologie, microbiologie en hematologie. De Labkem kleurstoffenkits zijn snel en gemakkelijk te gebruiken en garanderen reproduceerbare resultaten. Reagentia in formaat van 50 ml



Product in overeenstemming met de Europese
In Vitro Diagnostic Devices Directive

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	type	stuks per ref.
ABLU-KA2-100	100	Alciaanblauw pH 1 / Specifieke detectie van zeer zure mucinen	1
ABLU-KA3-100	100	Alciaanblauw pH 2,5 / Detectie van zure mucinen	1
CONG-KHI-100	100	Highman, Congorood / amyloïdedetectie	1
TRIC-KML-100	100	Mallory, trichroom/bindweefselkleuring	1
TRIC-KMA-100	100	Masson, standaard trichroom / Detectie van collageenvezels in weefsel	1
ORCE-KFB-100	100	Orceïne / Selectieve kleuring om het eiwit elastine te identificeren	1
PANO-KPR-100	100	Snelle panoptische / differentiële kleuring voor bloedcellen	1
SCHF-K01-100	100	Periodic Acid Schiff (P.A.S.) / Polysaccharidekleuring in weefsels	1
TRIC-KVG-100	100	Van Gieson, trichroom / Detectie van abnormaal elastisch weefsel	1
HEMA-KWE-100	100	Weigert, hematoxyline / Nucleaire kleuring die bestand is tegen verkleuring door zure oplossingen	1
FUCH-KZN-100	100	Ziehl-Neelsen / Identificatie van zuurvaste bacteriën (mycobacteriën)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS


Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,3	0,3	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,3	0,3	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,3	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,35	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,3	0,3	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,3	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,4	32041300	
SCHF-K01-100	3,3	0,35	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,3	0,35	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,3	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	3,3	0,3	32041300	08434868081659



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Färbekits für die Mikrobiologie und Pathologie

Beschreibung : Vorbereitete und gebrauchsfertige Lösungen von einigen der meistgenutzten Färbemitteln für die Bereiche Histopathologie, Mikrobiologie und Hämatologie. Die Labkem-Färbekits sind schnell und einfach zu benutzen und garantieren reproduzierbare Ergebnisse. Alle Reagenzien im 50 ml Format.

 Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Typ	Stückzahl pro Artikel
ABLU-KA2-100	100	Alcianblau pH 1 / spezifische Detektion stark saurer Muzine	1
ABLU-KA3-100	100	Alcianblau pH 2,5 / Detektion saurer Muzine	1
CONG-KHI-100	100	Highman, Kongorot / Detektion von Amyloiden	1
TRIC-KML-100	100	Mallory-Trichom / Bindegewebsfärbung	1
TRIC-KMA-100	100	Masson-Standardtrichom / Detektion von Kollagenfasern in Gewebe	1
ORCE-KFB-100	100	Orcein / selektive Färbung zur Identifizierung von Elastin	1
PANO-KPR-100	100	Panoptisches Schnellfärbemittel / Differenzialfärbung für Blutzellen	1
SCHF-K01-100	100	Periodic Acid-Schiff (P.A.S.) / Polysaccharid-Färbung in Gewebe	1
TRIC-KVG-100	100	Van Gieson-Trichom / Erkennung von anormalem elastischem Gewebe	1
HEMA-KWE-100	100	Weigert, Hämatoxilin / Zellkernfärbung, resistent gegen die Dekoloration durch Säure	1
FUCH-KZN-100	100	Ziehl-Neelsen / Identifizierung von säurefesten Bakterien (Mikrobakterien)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ABLU-KA2-100	3,3	0,3	32041300	08434868081550
ABLU-KA3-100	3,3	0,3	32041300	08434868081567
CONG-KHI-100	3,3	0,3	32041300	08434868081574
TRIC-KML-100	3,3	0,35	32041300	08434868081581
TRIC-KMA-100	3,3	0,3	32041300	08434868081598
ORCE-KFB-100	3,3	0,3	32041300	08434868081604
PANO-KPR-100	3,3	0,4	32041300	
SCHF-K01-100	3,3	0,35	32041300	08434868081628
TRIC-KVG-100	3,3	0,35	32041300	08434868081635
HEMA-KWE-100	3,3	0,3	32041300	08434868081642
FUCH-KZN-100	3,3	0,3	32041300	08434868081659

PRODUKTFOTO

