

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Crisol de níquel**Descripción :** Resistente a temperaturas hasta 600 °C. No incluye tapa

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	55	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,1	0,1	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,2	0,15	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,2	75089000	08434868087453

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Nickel crucible**Description :** Withstanding temperatures up to 600 °C. Does not include cover

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
CRNK-030-001	30 ml	40	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	55	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,1	0,1	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,2	0,15	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,2	75089000	08434868087453

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Creuset en nickel****Description :** Résistent à des températures jusqu'à 600 °C. Couvercle non inclus

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	55	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,1	0,1	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,2	0,15	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,2	75089000	08434868087453

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Crogiolo in nichel****Descrizione :** Resistente alle temperature fino a 600 °C. Coperchio non incluso

Autoclavabile

121°

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	55	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,1	0,1	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,2	0,15	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,2	75089000	08434868087453

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Nikkel smeltkroes****Beschrijving :** Bestand is tegen temperaturen tot 600 °C. Bevat geen deksel

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	55	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,1	0,1	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,2	0,15	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,2	75089000	08434868087453

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Tiegel aus Nickel**
**Beschreibung :** Temperaturbeständig bis 600 °C. Deckel nicht inbegriffen.


Autoklavierbar

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
CRNK-030-001	30 ml	40	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	55	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,1	0,1	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,2	0,15	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,2	75089000	08434868087453

**PRODUKTFOTO**
