

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tapón a rosca para vial de falso fondo

**Descripción :** Tapón de rosca en PE. Para viales de falso fondo de referencia SVFB

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | tipo                           | unidades por ref. |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| SVCS-00W-1K0 | para viales de Ø 16 mm, blanco | 1000              |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | 7       | 1  | 39235090 | 08434868096165 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Screw false bottom vial cap

**Description :** Screw cap in PE. For sample vials with false bottom with reference SVFB

## TECHNICAL DATA

| reference    | type                           | pcs/pack |
|--------------|--------------------------------|----------|
| SVCS-00W-1K0 | for Ø 16 mm vial, white colour | 1000     |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | 7       | 1  | 39235090 | 08434868096165 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Bouchon à vis pour fiole à faux fond**Description :** Bouchon à vis en PE. Pour flacons d'échantillons à faux fond avec référence SVFB

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | type                                 | unités par ref. |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| SVCS-00W-1K0 | pour fiole de Ø 16 mm, couleur blanc | 1000            |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | 7       | 1  | 39235090 | 08434868096165 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Tappo a vite per provetta con doppio fondo**Descrizione :** Tappo a vite in PE. Per provette con doppio fondo con riferimento SVFB

## DATI TECNICI

| referenza    | tipo                                | unità per ref. |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | per fiala da Ø 16 mm, colore bianco | 1000           |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | 7       | 1  | 39235090 | 08434868096165 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Schroefdop voor vial met dubbele bodem**Beschrijving** : Schroefdop van PE. Voor vials met valse bodem met referentie SVFB**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | type                        | stuks per ref. |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | voor vials van Ø 18 mm, wit | 1000           |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | 7       | 1  | 39235090 | 08434868096165 |

**PRODUKTFOTO****MATERIAAL**

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Schraubverschluss für Probenröhrchen mit Stehrand****Beschreibung :** Schraubverschluss aus PE. Für Vials mit Stehrand, Artikelnummer SVFB.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ                         | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| SVCS-00W-1K0  | für Vials mit Ø 16 mm, weiß | 1000                  |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| SVCS-00W-1K0 | 7       | 1  | 39235090 | 08434868096165 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C