

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bidón con asas**Descripción :** De LDPE (polietileno de baja densidad) fabricado a partir de resinas vírgenes de grado de laboratorio USP Clase VI. Incluye: tapón de rosca de polipropileno (PP). Cierre hermético. Graduación en litros y galones

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	Øint. boca(mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
BCAS-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAS-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAS-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096325
BCAS-020-001	45	2,1	39233090	08434868096332

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Carboy with handles

Description :

Made of LDPE (low density polyethylene)are made with high-quality laboratory-grade resin materials USP Class VI. Includes: Polypropylene (PP) screw cap. Leak-proof. Graduation in litres and gallons

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	Øinner mouth (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
BCAS-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAS-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAS-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096325
BCAS-020-001	45	2,1	39233090	08434868096332

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bidon avec poignées**Description :** Fabriqué en polyéthylène basse densité (PEDB) provenant de résines de qualité médicale USP classe VI. Comprend : Bouchon à vis en polypropylène (PP). Étanche

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	Øint. col (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
BCAS-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAS-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAS-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096325
BCAS-020-001	45	2,1	39233090	08434868096332

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Fusto con maniglie**Descrizione :** Realizzati in LDPE (polietilene a bassa densità) sono realizzati in resina di alta qualità di grado da laboratorio USP Classe VI. Include: tappo a vite in polipropilene (PP). A prova di perdita. Graduato in litri e galloni

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	Øint bocchetta (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
BCAS-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAS-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAS-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096325
BCAS-020-001	45	2,1	39233090	08434868096332

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Vat met handvaten

Beschrijving : LDPE (Low Density Polyethylene) vervaardigd uit hoogwaardige harsmaterialen van laboratoriumkwaliteit USP Class VI. Inclusief polypropyleen (PP) schroefdop. Hermetisch afsluitbaar. Schaalverdeling in liters en gallons

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	binnenØ mond(mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
BCAS-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAS-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAS-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096325
BCAS-020-001	45	2,1	39233090	08434868096332

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kanister mit Griffen

Beschreibung : Aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte), aus reinen Kunststoffharzen, Laborgrad USP Klasse VI. Mit Schraubverschluss aus Polypropylen (PP). Hermetischer Verschluss. Graduierung in Liter und Gallonen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	ØÖffnung inn. (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
BCAS-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAS-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAS-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096325
BCAS-020-001	45	2,1	39233090	08434868096332

PRODUKTFOTO

