

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bidón con asas, ámbar

Descripción : De polietileno de alta densidad (HDPE) ámbar, fabricado a partir de resinas vírgenes de grado médico. Incluye: tapón de rosca de polipropileno (PP). Cierre hermético. Ideal para el almacenamiento y el transporte de líquidos. Apto para almacenamiento en el congelador a -100°C. Reduce la transmisión de luz UV para proteger sustancias sensibles a la luz. Graduación en litros y galones



Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	Øint. boca(mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
BCAH-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAH-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAH-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096295
BCAH-020-001	45	2,1	39233090	08434868096301

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Carboy with handles, amber**Description :** Made of amber high density polyethylene (HDPE), manufactured from virgin medical grade resins. Includes: Polypropylene (PP) screw cap. Leak-proof. Ideal for storage and shipping of liquids. Suitable for freezer storage at -100°C. Reduce UV light transmission to help protect light sensitive samples. Graduation in litres and gallons

Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	Øinner mouth (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
BCAH-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAH-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAH-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096295
BCAH-020-001	45	2,1	39233090	08434868096301

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bidon avec poignées, ambré

Description : En polyéthylène haute densité (PEHD) ambré, rigide et ambré, fabriqué à partir de résines vierges de qualité médicale. Bouchon à vis en polypropylène (PP) inclus. Fermeture hermétique. Idéal pour stocker et transporter des liquides. Convient pour le stockage en congélateur jusqu'à -100°C. Réduit la transmission de la lumière UV pour protéger les substances photosensibles. Graduation en litres et gallons



Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	Øint. col (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
BCAH-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAH-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAH-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096295
BCAH-020-001	45	2,1	39233090	08434868096301

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Fusto con maniglie, ambrata

Descrizione : In polietilene ambrato ad alta densità (HDPE) realizzata con resine vergini di qualità medica. Include: tappo a vite in polipropilene (PP). Chiusura ermetica. Ideale per l'immagazzinamento e il trasporto di liquidi. Adatta alla conservazione in congelatore a una temperatura di -100 °C. Riduce la trasmissione dei raggi UV per la protezione delle sostanze fotosensibili. Graduato in litri e galloni



Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	Øint bocchetta (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
BCAH-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAH-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAH-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096295
BCAH-020-001	45	2,1	39233090	08434868096301

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Vat met handvaten, amberkleurig

Beschrijving : Gemaakt van amberkleurig polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), vervaardigd van zuivere "medical grade" harsen. Inclusief polypropyleen (PP) schroefdop. Hermetisch afgesloten. Ideaal voor opslag en transport van vloeistoffen. Geschikt voor opslag in de vriezer bij -100 °C. Vermindert UV-lichttransmissie om lichtgevoelige stoffen te beschermen. Schaalverdeling in liters en gallons



Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	binnenØ mond(mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
BCAH-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAH-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAH-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096295
BCAH-020-001	45	2,1	39233090	08434868096301

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kanister mit Griffen, braun

Beschreibung : Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), braun, aus reinen Kunststoffharzen für medizinische Zwecke. Mit Schraubverschluss aus Polypropylen (PP). Hermetischer Verschluss. Ideal für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten. Geeignet für die Lagerung in Gefrierschränken bis -100 °C. Reduzierte UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtsensibler Substanzen. Graduierung in Liter und Gallonen.



Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	ØÖffnung inn. (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
BCAH-010-001	10 L	249	65	376	83B	1
BCAH-020-001	20 L	285	65	518	83B	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCAH-010-001	28,125	1,2	39233090	08434868096295
BCAH-020-001	45	2,1	39233090	08434868096301

PRODUKTFOTO

