

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón cuentagotas graduado de rosca DIN-18

Descripción : Tapón cuentagotas de polipropileno con precinto, tetina de silicona y tubo de vidrio. Con impresión de graduación, resistente a soluciones ácidas y alcalinas. Para convertir en cuentagotas los frascos de vidrio de referencia FRGA, FRGN, FRGB y FRGG

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	graduación (ml)	tipo	unidades por ref.
GC18-005-020	DIN-18	0,1	para botellas de 5 ml, blanco	20
GC18-010-020	DIN-18	0,1	para botellas de 10 ml, blanco	20
GC18-015-020	DIN-18	0,25	para botellas de 15 ml, blanco	20
GC18-020-020	DIN-18	0,25	para botellas de 20 ml, blanco	20
GC18-030-020	DIN-18	0,25	para botellas de 30 ml, blanco	20
GC18-050-020	DIN-18	0,25	para botellas de 50 ml, blanco	20
GC18-100-020	DIN-18	0,25	para botellas de 100 ml, blanco	20
GC18-B05-020	DIN-18	0,1	para botellas de 5 ml, negro	20
GC18-B10-020	DIN-18	0,1	para botellas de 10 ml, negro	20
GC18-B15-020	DIN-18	0,25	para botellas de 15 ml, negro	20
GC18-B20-020	DIN-18	0,25	para botellas de 20 ml, negro	20
GC18-B30-020	DIN-18	0,25	para botellas de 30 ml, negro	20
GC18-B50-020	DIN-18	0,25	para botellas de 50 ml, negro	20
GC18-10B-020	DIN-18	0,25	para botellas de 100 ml, negro	20

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,13	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DIN-18 graduated counter drop screw cap

Description : Polypropylene counter drop screw cap with seal, silicone teat and glass tube. With a graduation volume printing, resistant to acid and alkalin solutions. For converting to counter-drops our glass bottles FRGA, FRGN, FRGB and FRGG

TECHNICAL DATA

reference	screw	graduation (ml)	type	pcs/pack
GC18-005-020	DIN-18	0,1	for 5 ml bottles, white	20
GC18-010-020	DIN-18	0,1	for 10 ml bottles, white	20
GC18-015-020	DIN-18	0,25	for 15 ml bottles, white	20
GC18-020-020	DIN-18	0,25	for 20 ml bottles, white	20
GC18-030-020	DIN-18	0,25	for 30 ml bottles, white	20
GC18-050-020	DIN-18	0,25	for 50 ml bottles, white	20
GC18-100-020	DIN-18	0,25	for 100 ml bottles, white	20
GC18-B05-020	DIN-18	0,1	for 5 ml bottles, black	20
GC18-B10-020	DIN-18	0,1	for 10 ml bottles, black	20
GC18-B15-020	DIN-18	0,25	for 15 ml bottles, black	20
GC18-B20-020	DIN-18	0,25	for 20 ml bottles, black	20
GC18-B30-020	DIN-18	0,25	for 30 ml bottles, black	20
GC18-B50-020	DIN-18	0,25	for 50 ml bottles, black	20
GC18-10B-020	DIN-18	0,25	for 100 ml bottles, black	20

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,13	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon compte-gouttes gradué vissant DIN-18**Description :** Bouchon compte-gouttes vissant DIN-18 en polypropylène avec scellé, tétine de silicone et tige en verre. Impression avec volume de graduation, résistant aux solutions acides et alcalines. Pour convertir en compte-gouttes les flacons en verre ayant comme références FRGA, FRGN, FRGB et FRGG

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	graduation (ml)	type	unités par ref.
GC18-005-020	DIN-18	0,1	pour flacon de 5 ml, blanc	20
GC18-010-020	DIN-18	0,1	pour flacon de 10 ml, blanc	20
GC18-015-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 15 ml, blanc	20
GC18-020-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 20 ml, blanc	20
GC18-030-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 30 ml, blanc	20
GC18-050-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 50 ml, blanc	20
GC18-100-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 100 ml, blanc	20
GC18-B05-020	DIN-18	0,1	pour flacon de 5 ml, noir	20
GC18-B10-020	DIN-18	0,1	pour flacon de 10 ml, noir	20
GC18-B15-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 15 ml, noir	20
GC18-B20-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 20 ml, noir	20
GC18-B30-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 30 ml, noir	20
GC18-B50-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 50 ml, noir	20
GC18-10B-020	DIN-18	0,25	pour flacon de 100 ml, noir	20

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,13	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo contagocce graduato a vite DIN-18

Descrizione : Tappo contagocce in polipropilene sigillabile, tettarella in silicone e tubo di vetro. Con graduazione impressa, resistente alle soluzioni acide e alcaline. Per contenitori in vetro con referenze FRGA, FRGN, FRGB e FRGG


DATI TECNICI

referenza	filettatura	graduazione (ml)	tipo	unità per ref.
GC18-005-020	DIN-18	0,1	per bottiglie da 5 ml, bianco	20
GC18-010-020	DIN-18	0,1	per bottiglie da 10 ml, bianco	20
GC18-015-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 15 ml, bianco	20
GC18-020-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 20 ml, bianco	20
GC18-030-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 30 ml, bianco	20
GC18-050-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 50 ml, bianco	20
GC18-100-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 100 ml, bianco	20
GC18-B05-020	DIN-18	0,1	per bottiglie da 5 ml, nero	20
GC18-B10-020	DIN-18	0,1	per bottiglie da 10 ml, nero	20
GC18-B15-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 15 ml, nero	20
GC18-B20-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 20 ml, nero	20
GC18-B30-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 30 ml, nero	20
GC18-B50-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 50 ml, nero	20
GC18-10B-020	DIN-18	0,25	per bottiglie da 100 ml, nero	20

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,13	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schroefdop met druppelaar, DIN-18, gegradueerd**Beschrijving :** Schroefdop van polypropyleen met afdichting, siliconen pipetspeen en glazen pipet. Met schaalverdeling, bestand tegen zure en alkalische oplossingen. Maakt het gebruik van glazen flacons met artikelnummers FRGA, FRGN, FRGB en FRGG als druppelflacons mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	schaalverdeling(ml)	type	stuks per ref.
GC18-005-020	DIN-18	0,1	voor flessen van 5 ml, wit	20
GC18-010-020	DIN-18	0,1	voor flessen van 10 ml, wit	20
GC18-015-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 15 ml, wit	20
GC18-020-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 20 ml, wit	20
GC18-030-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 30 ml, wit	20
GC18-050-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 50 ml, wit	20
GC18-100-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 100 ml, wit	20
GC18-B05-020	DIN-18	0,1	voor flessen van 5 ml, zwart	20
GC18-B10-020	DIN-18	0,1	voor flessen van 10 ml, zwart	20
GC18-B15-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 15 ml, zwart	20
GC18-B20-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 20 ml, zwart	20
GC18-B30-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 30 ml, zwart	20
GC18-B50-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 50 ml, zwart	20
GC18-10B-020	DIN-18	0,25	voor flessen van 100 ml, zwart	20

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,13	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schraubverschluss mit Tropfenzähler, DIN-18, graduert**Beschreibung :** Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung, Silikon-Pipettensauger und Glaspipette. Mit Graduierung, säure- und basenbeständig. Ermöglicht die Benutzung der Glasfläschchen mit den Artikelnummern FRGA, FRGN, FRGB und FRGG als Tropffläschchen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Graduierung (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
GC18-005-020	DIN-18	0,1	für 5 ml Flaschen, weiß	20
GC18-010-020	DIN-18	0,1	für 10 ml Flaschen, weiß	20
GC18-015-020	DIN-18	0,25	für 15 ml Flaschen, weiß	20
GC18-020-020	DIN-18	0,25	für 20 ml Flaschen, weiß	20
GC18-030-020	DIN-18	0,25	für 30 ml Flaschen, weiß	20
GC18-050-020	DIN-18	0,25	für 50 ml Flaschen, weiß	20
GC18-100-020	DIN-18	0,25	für 100 ml Flaschen, weiß	20
GC18-B05-020	DIN-18	0,1	für 5 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B10-020	DIN-18	0,1	für 10 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B15-020	DIN-18	0,25	für 15 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B20-020	DIN-18	0,25	für 20 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B30-020	DIN-18	0,25	für 30 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-B50-020	DIN-18	0,25	für 50 ml Flaschen, schwarz	20
GC18-10B-020	DIN-18	0,25	für 100 ml Flaschen, schwarz	20

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
GC18-005-020	0,308	0,15	39235010	08434868097193
GC18-010-020	0,35	0,2	39235010	08434868097216
GC18-015-020	0,396	0,25	39235010	08434868097230
GC18-020-020	0,455	0,325	39235010	08434868097254
GC18-030-020	0,504	0,35	39235010	08434868097278
GC18-050-020	0,3927	0,355	39235010	08434868097292
GC18-100-020	0,396	0,36	39235010	08434868097315
GC18-B05-020	0,308	0,15	39235010	08434868097339
GC18-B10-020	0,35	0,2	39235010	08434868097353
GC18-B15-020	0,396	0,25	39235010	08434868097377
GC18-B20-020	0,455	0,325	39235010	08434868097391
GC18-B30-020	0,504	0,35	39235010	08434868097414
GC18-B50-020	0,3927	0,13	39235010	08434868097438
GC18-10B-020	0,396	0,36	39235010	08434868097452

PRODUKTFOTO

