

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Escobillones con punta suave

Descripción : De nylon sobre un mango de acero galvanizado. Con acolchado extra en la punta, para la limpieza exhaustiva de materiales delicados

DATOS TÉCNICOS

referencia	ltotal (mm)	Øcepillo(mm)	lcepillo (mm)	tipo	unidades por ref.
BRU5-005-002	300	5	100	nylon	2
BRU5-010-002	300	10	100	nylon	2
BRU5-020-002	300	20	100	nylon	2
BRU5-030-002	300	30	100	nylon	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU5-005-002	0,176	0,048	96039099	08434868103887
BRU5-010-002	0,176	0,048	96039099	08434868103870
BRU5-020-002	0,176	0,048	96039099	08434868103894
BRU5-030-002	0,176	0,048	96039099	08434868103900

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Brushes with soft tip

Description : Nylon brush with twisted galvanised iron wire handle. With extra cushioning at the tip for thorough cleaning of delicate materials

TECHNICAL DATA

reference	ltotal (mm)	Øbrush (mm)	lbrush (mm)	type	pcs/pack
BRU5-005-002	300	5	100	nylon	2
BRU5-010-002	300	10	100	nylon	2
BRU5-020-002	300	20	100	nylon	2
BRU5-030-002	300	30	100	nylon	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU5-005-002	0,176	0,048	96039099	08434868103887
BRU5-010-002	0,176	0,048	96039099	08434868103870
BRU5-020-002	0,176	0,048	96039099	08434868103894
BRU5-030-002	0,176	0,048	96039099	08434868103900

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Groupillon avec embout souple**Description :** En nylon sur un manche en acier zingué. Avec un rebourrage supplémentaire à l'extrémité pour un nettoyage en profondeur des matériaux délicats

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. totale (mm)	Øbrosse (mm)	lbrosse (mm)	type	unités par ref.
BRU5-005-002	300	5	100	nylon	2
BRU5-010-002	300	10	100	nylon	2
BRU5-020-002	300	20	100	nylon	2
BRU5-030-002	300	30	100	nylon	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU5-005-002	0,176	0,048	96039099	08434868103887
BRU5-010-002	0,176	0,048	96039099	08434868103870
BRU5-020-002	0,176	0,048	96039099	08434868103894
BRU5-030-002	0,176	0,048	96039099	08434868103900

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spazzole con punta morbida**Descrizione :**

Realizzato in nylon su un manico in acciaio zincato. Con un'imbottitura extra sulla punta per una pulizia accurata dei materiali delicati

DATI TECNICI

referenza	ltotale (mm)	Øspazzolino (mm)	lspazzolino (mm)	tipo	unità per ref.
BRU5-005-002	300	5	100	nylon	2
BRU5-010-002	300	10	100	nylon	2
BRU5-020-002	300	20	100	nylon	2
BRU5-030-002	300	30	100	nylon	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU5-005-002	0,176	0,048	96039099	08434868103887
BRU5-010-002	0,176	0,048	96039099	08434868103870
BRU5-020-002	0,176	0,048	96039099	08434868103894
BRU5-030-002	0,176	0,048	96039099	08434868103900

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Borstels met zachte punten**Beschrijving :** Van nylon haar op een structuur van gegalvaniseerd draad. Met extra vulling op de punt voor grondig reinigen van kwetsbare materialen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	ltotaal (mm)	Øborstel(mm)	lborstel (mm)	type	stuks per ref.
BRU5-005-002	300	5	100	Sin datos	2
BRU5-010-002	300	10	100	Sin datos	2
BRU5-020-002	300	20	100	Sin datos	2
BRU5-030-002	300	30	100	Sin datos	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU5-005-002	0,176	0,048	96039099	08434868103887
BRU5-010-002	0,176	0,048	96039099	08434868103870
BRU5-020-002	0,176	0,048	96039099	08434868103894
BRU5-030-002	0,176	0,048	96039099	08434868103900

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürsten mit weicher Spitze

Beschreibung : Aus Nylon, Griff aus galvanisiertem Draht. Mit Extra-Polsterung an der Spitze für eine gründliche Reinigung empfindlicher Materialien.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lgesamt (mm)	ØBürste(mm)	LBürste (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BRU5-005-002	300	5	100	Nylon	2
BRU5-010-002	300	10	100	Nylon	2
BRU5-020-002	300	20	100	Nylon	2
BRU5-030-002	300	30	100	Nylon	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU5-005-002	0,176	0,048	96039099	08434868103887
BRU5-010-002	0,176	0,048	96039099	08434868103870
BRU5-020-002	0,176	0,048	96039099	08434868103894
BRU5-030-002	0,176	0,048	96039099	08434868103900

PRODUKTFOTO

