

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinza larga de laboratorio**Descripción :** De acero inoxidable tipo 410

Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
FORS-L01-001	300	recta punta redondeada (A)	1
FORS-L02-001	300	recta punta fina (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FORS-L01-001	0,15	0,15	82032000	08434868105331
FORS-L02-001	0,15	0,15	82032000	08434868105348

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Long laboratory forceps

Description : Made of stainless steel grade 410



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
FORS-L01-001	300	straight fine tips (A)	1
FORS-L02-001	300	straight wide tips (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FORS-L01-001	0,15	0,15	82032000	08434868105331
FORS-L02-001	0,15	0,15	82032000	08434868105348

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince de laboratoire longue**Description :** En acier inoxydable type 410

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
FORS-L01-001	300	droite pointe fine (A)	1
FORS-L02-001	300	droite pointe arrondie (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FORS-L01-001	0,15	0,15	82032000	08434868105331
FORS-L02-001	0,15	0,15	82032000	08434868105348

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinzette da laboratorio lunghe**Descrizione :** In acciaio inox classe 410

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
FORS-L01-001	300	dritta con punta sottile (A)	1
FORS-L02-001	300	dritta con punta arrotondata (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FORS-L01-001	0,15	0,15	82032000	08434868105331
FORS-L02-001	0,15	0,15	82032000	08434868105348

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Lange laboratorium pincetten**Beschrijving** : Van roestvrij staal type 410

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
FORS-L01-001	300	recht, fijn punt (A)	1
FORS-L02-001	300	recht, ronde punt (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FORS-L01-001	0,15	0,15	82032000	08434868105331
FORS-L02-001	0,15	0,15	82032000	08434868105348

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pinzetten fürs Labor, lang

Beschreibung : Aus Edelstahl 410.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FORS-L01-001	300	gerade, feine Spitze (A)	1
FORS-L02-001	300	gerade, runde Spitze (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FORS-L01-001	0,15	0,15	82032000	08434868105331
FORS-L02-001	0,15	0,15	82032000	08434868105348

PRODUKTFOTO

