

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Vial para cromatografía, 12 x 32 mm, con insertos**Descripción :** Vidrio borosilicato USP tipo I. Insertos integrados. Disponibles con diferentes bocas para tapones; rosca 9-425, Snap Top y encapsulable**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
SV02-C02-100	11,6	32	0,2 ml, rosca 9-425, transparente	100
CV01-C02-100	11,6	32	0,2 ml, snap-top, transparente	100
STV2-C02-100	11,6	32	0,2 ml, encapsulable, transparente	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106451
CV01-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106468
STV2-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106475

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Chromatography vial, 12 x 32 mm, with inserts

Description : USP Type I borosilicate glass. Integrated inserts. Available with various cap mouth options: 9-425 thread, Snap Top, and crimpable

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
SV02-C02-100	11,6	32	0,2 ml, thread 9-425, clear	100
CV01-C02-100	11,6	32	0,2 ml, snap-top, clear	100
STV2-C02-100	11,6	32	0,2 ml, crimpable, clear	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106451
CV01-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106468
STV2-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106475

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Flacon pour chromatographie, 12 x 32 mm, avec insert****Description :** En verre borosilicaté USP de type I. Insert intégré. Différentes options disponibles : col à visser 9-425, Snap Top et col à sertir**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	Ø (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
SV02-C02-100	11,6	32	0,2 ml, col à visser 9-425, transparent	100
CV01-C02-100	11,6	32	0,2 ml, Snap Top, transparent	100
STV2-C02-100	11,6	32	0,2 ml, col à sertir transparent	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106451
CV01-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106468
STV2-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106475

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fiala per cromatografia, 12 x 32 mm, con inserti****Descrizione :**

Realizzata in vetro borosilicato di tipo I conforme alle normative USP. Gli inserti sono integrati. Disponibile con diverse opzioni di aperture per tappi: filettatura 9-425, Snap Top e incapsulabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
SV02-C02-100	11,6	32	0,2 ml, filettatura 9-425, trasparente	100
CV01-C02-100	11,6	32	0,2 ml, snap-top, trasparente	100
STV2-C02-100	11,6	32	0,2 ml, crimpabile, trasparente	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106451
CV01-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106468
STV2-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106475

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Vial voor chromatografie, 12 X 32 mm, met inzetstukken**Beschrijving** : Borosilicaatglas USP type I. Geïntegreerde inzetstukken. Verkrijgbaar met verschillende dopopeningen; 9 - 425 met schroefdraad, snap-top en capsuleerbaar**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø(mm)	h (mm)	type	stuks per ref.
SV02-C02-100	11,6	32	0,2 ml, schroef 9 - 425, transparant	100
CV01-C02-100	11,6	32	0,2 ml, snap-top, transparant	100
STV2-C02-100	11,6	32	0,2 ml, capsuleerbaar, transparant	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106451
CV01-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106468
STV2-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106475

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Probenröhrchen für die Chromatographie, 12 x 32 mm, mit Einsatz****Beschreibung :** Transparentes Borosilikatglas USP Typ I. Integrierte Einsätze. Erhältlich mit verschiedenen Kappenöffnungen; Gewinde 9 - 425, Snap-Top und einkapselbar (Bördelrand).**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Ø(mm)	H (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
SV02-C02-100	11,6	32	0,2 ml, Gewinde 9 - 425, transparent	100
CV01-C02-100	11,6	32	0,2 ml, Snap-Top, transparent	100
STV2-C02-100	11,6	32	0,2 ml, einkapselbar (Bördelrand), transparent	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106451
CV01-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106468
STV2-C02-100	1	1,00	70179000	08434868106475

PRODUKTFOTO