

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Tapón roscado para viales con septum de silicona/PTFE unido****Descripción :** Tapones de polipropileno adecuados para viales con rosca 9-425. Septum unido al tapón para evitar su caída con el uso de puntas romas. En el modelo "pre-slit" el septum está preperforado para una óptima inyección**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
SC02-BN2-100	septum silicona/PTFE	100
SC02-BW2-100	septum pre-slit silicona/PTFE	100

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-BN2-100	1	1,00	70179000	08434868106536
SC02-BW2-100	1	1,00	70179000	08434868106543

**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name : Screw cap for vials with attached silicone/PTFE septa****Description :** Polypropylene caps suitable for vials with 9-425 threads. Septa attached to the cap to prevent it from falling off when using blunt needles. In the "pre-slit" model, the septa is pre-perforated for optimal injection**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
SC02-BN2-100	silicone/PTFE septa	100
SC02-BW2-100	pre-slit silicone/PTFE septa	100

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-BN2-100	1	1,00	70179000	08434868106536
SC02-BW2-100	1	1,00	70179000	08434868106543

**PRODUCT PHOTO**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Bouchon à visser pour flacon avec septum attaché en silicone/PTFE****Description :** Bouchons en PP adaptés aux flacons avec filetage 9-425. Septum attaché au bouchon pour éviter qu'il ne tombe lors de l'utilisation d'aiguilles émoussées. Pour le modèle "pre-slit", le septum est perforé pour permettre une injection optimale;**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
SC02-BN2-100	septum silicone/PTFE	100
SC02-BW2-100	septum pre-slit silicone/PTFE	100

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-BN2-100	1	1,00	70179000	08434868106536
SC02-BW2-100	1	1,00	70179000	08434868106543

**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : Tappo filettato per flaconi con septa in silicone/PTFE attaccato****Descrizione :** Tappo in polipropilene adatto per flaconi con filettatura 9-425. Il septum è unito al tappo per evitare che cada durante l'uso di aghi smussati. Nel modello "pre-slit", il septum è preforato per un'iniezione ottimale**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
SC02-BN2-100	septum silicone/PTFE	100
SC02-BW2-100	septum silicone/PTFE precucito	100

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-BN2-100	1	1,00	70179000	08434868106536
SC02-BW2-100	1	1,00	70179000	08434868106543

**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Schroefdop voor flacons met ingesloten siliconen/PTFE septum****Beschrijving :** Polypropyleen doppen geschikt voor flacons met 9 - 425 schroefdraad. Het septum is aan de dop bevestigd om te voorkomen dat het eraf valt bij gebruik van stompe naalden. Bij het "pre-slit" model is het septum voorgeperforeerd voor optimale injectie**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
SC02-BN2-100	septum silicone/PTFE	100
SC02-BW2-100	septum pre-slit silicone/PTFE	100

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-BN2-100	1	1,00	70179000	08434868106536
SC02-BW2-100	1	1,00	70179000	08434868106543

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Schraubverschluss für Probenröhrchen mit Silikon/PTFE-Septum**

**Beschreibung** : Verschlüsse aus Polypropylen, geeignet für Vials mit dem Gewinde 9 - 425. Das Septum ist am Verschluss befestigt, um zu verhindern, dass sich der Verschluss bei Verwendung stumpfer Spitzen ablöst. Beim Pre-Slit-Modell ist das Septum vorperforiert, um eine optimale Injektion zu gewährleisten.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
SC02-BN2-100	Septum aus Silikon/PTFE	100
SC02-BW2-100	Pre-Slit-Septum aus Silikon/PTFE	100

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SC02-BN2-100	1	1,00	70179000	08434868106536
SC02-BW2-100	1	1,00	70179000	08434868106543

**PRODUKTFOTO**