

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Tapones de seguridad de PP con rosca GL45****Descripción :** Diseñados para evitar la evaporación de compuestos volátiles. Compatibles con botellas y frascos con rosca GL45. Disponibles con 2, 3 o 4 puertos de conexión para tubos

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | tipo                                      | unidades por ref. |
|--------------|---|-------------------|
| SFCP-B23-001 | azul, 2 puertos para tubos de 3,2 mm      | 1                 |
| SFCP-R33-001 | rojo, 3 puertos para tubos de 3,2 mm      | 1                 |
| SFCP-Y43-001 | amarillo, 4 puertos para tubos de 3,2 mm  | 1                 |
| SFCP-B21-001 | azul, 2 puertos para tubos de 1,6 mm      | 1                 |
| SFCP-R31-001 | rojo, 3 puertos para tubos de 1,6 mm      | 1                 |
| SFCP-Y41-001 | amarillo, 4 puertos para tubos de 1,6 mm  | 1                 |
| SFCP-A01-100 | 1/4-28 PEEK conexión para tubos de 3,2 mm | 100               |
| SFCP-A02-100 | 10-32unf PEEK conexión para tubos 1,6 mm  | 100               |
| SFCP-A03-100 | 10-32unf PEEK tapón para puerto           | 100               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SFCP-B23-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106550 |
| SFCP-R33-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106567 |
| SFCP-Y43-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106574 |
| SFCP-B21-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106581 |
| SFCP-R31-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106598 |
| SFCP-Y41-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106604 |
| SFCP-A01-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106611 |
| SFCP-A02-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106628 |
| SFCP-A03-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106635 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name : PP safety caps with GL45 thread**

**Description :** Designed to prevent the evaporation of volatile compounds. Compatible with bottles and jars with GL45 threads. Available with 2, 3, or 4 tube connection ports

## TECHNICAL DATA

| reference    | type                                      | pcs/pack |
|--------------|---|----------|
| SFCP-B23-001 | blue, 2 ports for 3,2 mm tubes            | 1        |
| SFCP-R33-001 | red, for 3 ports for 3,2 mm tubes         | 1        |
| SFCP-Y43-001 | yellow, for 4 ports for 3,2 mm tubes      | 1        |
| SFCP-B21-001 | blue, 2 ports for 1,6 mm tubes            | 1        |
| SFCP-R31-001 | red, for 3 ports for 1,6 mm tubes         | 1        |
| SFCP-Y41-001 | yellow, for 4 ports for 1,6 mm tubes      | 1        |
| SFCP-A01-100 | 1/4-28 PEEK connection for 3,2 mm tubes   | 100      |
| SFCP-A02-100 | 10-32unf PEEK connection for 1,6 mm tubes | 100      |
| SFCP-A03-100 | 10-32unf PEEK blind plug                  | 100      |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SFCP-B23-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106550 |
| SFCP-R33-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106567 |
| SFCP-Y43-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106574 |
| SFCP-B21-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106581 |
| SFCP-R31-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106598 |
| SFCP-Y41-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106604 |
| SFCP-A01-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106611 |
| SFCP-A02-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106628 |
| SFCP-A03-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106635 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bouchon de sécurité en PP avec filetage GL45****Description :**

Conçus pour éviter l'évaporation de composés volatils. Compatibles avec des bouteilles et des flacons avec filetage GL45. Disponibles avec 2, 3 ou 4 raccords de connexion pour tubes

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | type                                       | unités par ref. |
|--------------|--|-----------------|
| SFCP-B23-001 | bleu, 2 raccords pour tubes de 3,2 mm      | 1               |
| SFCP-R33-001 | rouge, 3 raccords pour tubes de 3,2 mm     | 1               |
| SFCP-Y43-001 | jaune, 4 raccords pour tubes de 3,2 mm     | 1               |
| SFCP-B21-001 | bleu, 2 raccords pour tubes de 1,6 mm      | 1               |
| SFCP-R31-001 | rouge, 3 raccords pour tubes de 1,6 mm     | 1               |
| SFCP-Y41-001 | jaune, 4 raccords pour tubes de 1,6 mm     | 1               |
| SFCP-A01-100 | 1/4-28 PEEK connexion pour tubes de 3,2 mm | 100             |
| SFCP-A02-100 | 10-32unf PEEK connexion pour tubes 1,6 mm  | 100             |
| SFCP-A03-100 | 10-32unf PEEK bouchon pour raccord         | 100             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SFCP-B23-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106550 |
| SFCP-R33-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106567 |
| SFCP-Y43-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106574 |
| SFCP-B21-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106581 |
| SFCP-R31-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106598 |
| SFCP-Y41-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106604 |
| SFCP-A01-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106611 |
| SFCP-A02-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106628 |
| SFCP-A03-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106635 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### **MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Tappo di sicurezza in PP con filettatura GL45****Descrizione :** Progettato per prevenire l'evaporazione di composti volatili. Compatibile con bottiglie e flaconi con filettatura GL45. Disponibili con 2, 3 o 4 porte di connessione per tubi

## DATI TECNICI

| referenza    | tipo   | unità per ref. |
|--------------|--|----------------|
| SFCP-B23-001 | azzurro, 2 porte di connessione per tubi 3,2 mm    | 1              |
| SFCP-R33-001 | rosso, 3 porte di connessione per tubi 3,2 mm      | 1              |
| SFCP-Y43-001 | giallo, 4 porte di connessione per tubi 3,2 mm     | 1              |
| SFCP-B21-001 | azzurro, 2 porte di connessione per tubi 1,6 mm    | 1              |
| SFCP-R31-001 | rosso, 3 porte di connessione per tubi 1,6 mm      | 1              |
| SFCP-Y41-001 | giallo, 4 porte di connessione per tubi 1,6 mm     | 1              |
| SFCP-A01-100 | 1/4-28 PEEK porte di connessione per tubi 3,2 mm   | 100            |
| SFCP-A02-100 | 10-32unf PEEK porte di connessione per tubi 1,6 mm | 100            |
| SFCP-A03-100 | 10-32unf PEEK tappo per porta                      | 100            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SFCP-B23-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106550 |
| SFCP-R33-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106567 |
| SFCP-Y43-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106574 |
| SFCP-B21-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106581 |
| SFCP-R31-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106598 |
| SFCP-Y41-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106604 |
| SFCP-A01-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106611 |
| SFCP-A02-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106628 |
| SFCP-A03-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106635 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** PP veiligheidsdoppen met GL45 schroefdraad

**Beschrijving :** Ontworpen om verdamping van vluchtige stoffen te voorkomen. Past op flessen en potten met GL45 schroefdraad. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 aansluitpoorten

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | type                                       | stuks per ref. |
|--------------|--|----------------|
| SFCP-B23-001 | blauw, 2 poorten voor buizen van 3,2 mm    | 1              |
| SFCP-R33-001 | rood, 3 poorten voor buizen van 3,2 mm     | 1              |
| SFCP-Y43-001 | geel, 4 poorten Voor buizen van 3,2 mm     | 1              |
| SFCP-B21-001 | blauw, 2 poorten voor buizen van 1,6 mm    | 1              |
| SFCP-R31-001 | rood, 3 poorten voor buizen van 1,6 mm     | 1              |
| SFCP-Y41-001 | geel, 4 poorten voor buizen van 1,6 mm     | 1              |
| SFCP-A01-100 | 1/4-28 PEEK aansl. voor buizen van 3,2 mm  | 100            |
| SFCP-A02-100 | 10-32unf PEEK aansl. voor buizen v. 1,6 mm | 100            |
| SFCP-A03-100 | 10-32unf PEEK-poortplug doppen             | 100            |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SFCP-B23-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106550 |
| SFCP-R33-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106567 |
| SFCP-Y43-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106574 |
| SFCP-B21-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106581 |
| SFCP-R31-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106598 |
| SFCP-Y41-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106604 |
| SFCP-A01-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106611 |
| SFCP-A02-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106628 |
| SFCP-A03-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106635 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

### MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Sicherheitsdeckel aus PP mit GL45-Schraubverschlüssen****Beschreibung :**

Entworfen zur Vermeidung der Verdunstung von flüchtigen Verbindungen. Kompatibel mit Flaschen und Behältern mit GL45-Schraubverschlüssen. Erhältlich mit zwei, drei oder vier Schlauchanschlüssen.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ   | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|---|----------------------|
| SFCP-B23-001  | blau, 2 Anschlüsse für 3,2 mm<br>Schläuche      | 1                    |
| SFCP-R33-001  | rot, 3 Anschlüsse für 3,2 mm Schläuche          | 1                    |
| SFCP-Y43-001  | gelb, 4 Anschlüsse für 3,2 mm<br>Schläuche      | 1                    |
| SFCP-B21-001  | blau, 2 Anschlüsse für 1,6 mm<br>Schläuche      | 1                    |
| SFCP-R31-001  | rot, 3 Anschlüsse für 1,6 mm Schläuche          | 1                    |
| SFCP-Y41-001  | gelb, 4 Anschlüsse für 1,6 mm<br>Schläuche      | 1                    |
| SFCP-A01-100  | 1/4-28 PEEK-Anschluss für 3,2 mm<br>Schläuche   | 100                  |
| SFCP-A02-100  | 10-32unf PEEK-Anschluss für 1,6 mm<br>Schläuche | 100                  |
| SFCP-A03-100  | 10-32unf PEEK-Deckel für den<br>Anschluss       | 100                  |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| SFCP-B23-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106550 |
| SFCP-R33-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106567 |
| SFCP-Y43-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106574 |
| SFCP-B21-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106581 |
| SFCP-R31-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106598 |
| SFCP-Y41-001 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106604 |
| SFCP-A01-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106611 |
| SFCP-A02-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106628 |
| SFCP-A03-100 | 1       | 1,00 | 39235090 | 08434868106635 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

### MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.