

GENERAL INFORMATION

Product name : Phase separating paper

Description : Hydrophobic paper for the fast separation of aqueous solutions from hydrofuge solvents. Useful with organic solvents heavier or lighter than water. Replaces separatory funnels in many applications. Available in flat disks. Equivalent: Whatman 1 PS

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
FASE-090-100	90	disk	100
FASE-110-100	110	disk	100
FASE-125-100	125	disk	100
FASE-150-100	150	disk	100
FASE-210-100	210	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel separador de fases**Descripción :** Papel hidrófobo para separar soluciones acuosas de disolventes inmiscibles en agua. Utilizable con disolventes orgánicos tanto si son más pesados que el agua como si son más ligeros. Reemplaza en muchas aplicaciones a los embudos de decantación. Disponible en discos. Equivalencia: Whatman 1 PS

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
FASE-090-100	90	discos	100
FASE-110-100	110	discos	100
FASE-125-100	125	discos	100
FASE-150-100	150	discos	100
FASE-210-100	210	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier séparateur de phases

Description : Papier hydrophobe permettant de séparer des solutions aqueuses des solvants non-miscibles dans l'eau. Utilisable avec des solvants organiques plus lourds ou plus légers que l'eau. Remplace dans de nombreuses applications les ampoules à décanter. Disponible en disques plats. Equivalence : Whatman 1 PS

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
FASE-090-100	90	plat	100
FASE-110-100	110	plat	100
FASE-125-100	125	plat	100
FASE-150-100	150	plat	100
FASE-210-100	210	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta per separazione di fasi

Descrizione : Carta idrofoba per la separazione di soluzioni acquose da solventi immiscibili con l'acqua. Utilizzabile con solventi organici sia più pesanti che più leggeri dell'acqua. Sostituisce gli imbuti di decantazione in numerose applicazioni. Disponibile in filtri standard. Equivalenza: Whatman 1 PS

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
FASE-090-100	90	standard	100
FASE-110-100	110	standard	100
FASE-125-100	125	standard	100
FASE-150-100	150	standard	100
FASE-210-100	210	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

FOTO DEL PRODOTTO

