

GENERAL INFORMATION

Product name : Antibiotic control filter paper (antibiograms)

Description : Very thick and absorbent cotton fiber used to determine the most suitable antibiotic for a particular infection treatment. Surface weight 420 g/m². Available in flat disks


TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
ANTF-004-1K0	4	disk	1000
ANTF-006-1K0	6	disk	1000
ANTF-009-1K0	9	disk	1000
ANTF-013-1K0	13	disk	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ANTF-004-1K0	0,03	0,007	48232000	08434868003538
ANTF-006-1K0	0,09	0,012	48232000	08434868003545
ANTF-009-1K0	0,209	0,027	48232000	08434868003552
ANTF-013-1K0	0,9135	0,058	48232000	08434868003569

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel para ensayos de antibióticos (antibiogramas)**Descripción :** Papel muy espeso de fibra de algodón y muy absorbente empleado para la determinación del antibiótico adecuado para un tratamiento concreto. Gramaje 420 g/m². Disponible en discos


DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
ANTF-004-1K0	4	discos	1000
ANTF-006-1K0	6	discos	1000
ANTF-009-1K0	9	discos	1000
ANTF-013-1K0	13	discos	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ANTF-004-1K0	0,03	0,007	48232000	08434868003538
ANTF-006-1K0	0,09	0,012	48232000	08434868003545
ANTF-009-1K0	0,209	0,027	48232000	08434868003552
ANTF-013-1K0	0,9135	0,058	48232000	08434868003569

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier pour essais antibiotiques**Description :** Papier très épais en fibre de coton et très absorbant, employé pour la détermination de l'antibiotique, approprié pour un traitement déterminé. Grammage 420 g/m². Disponible en disques plats

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
ANTF-004-1K0	4	plat	1000
ANTF-006-1K0	6	plat	1000
ANTF-009-1K0	9	plat	1000
ANTF-013-1K0	13	plat	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ANTF-004-1K0	0,03	0,007	48232000	08434868003538
ANTF-006-1K0	0,09	0,012	48232000	08434868003545
ANTF-009-1K0	0,209	0,027	48232000	08434868003552
ANTF-013-1K0	0,9135	0,058	48232000	08434868003569

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Dischi per test di sensibilità agli antibiotici (antibiogramma)**Descrizione :** Disco di carta molto spessa in fibra di cotone altamente assorbente impiegato per la determinazione dell'antibiotico adeguato per uno specifico trattamento. Grammatatura 420 g/m². Disponibile in filtri standard

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
ANTF-004-1K0	4	standard	1000
ANTF-006-1K0	6	standard	1000
ANTF-009-1K0	9	standard	1000
ANTF-013-1K0	13	standard	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ANTF-004-1K0	0,03	0,007	48232000	08434868003538
ANTF-006-1K0	0,09	0,012	48232000	08434868003545
ANTF-009-1K0	0,209	0,027	48232000	08434868003552
ANTF-013-1K0	0,9135	0,058	48232000	08434868003569

FOTO DEL PRODOTTO

