

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinzas para recipientes

Descripción : Disponible en dos modelos: pinzas adecuadas para vasos de 250 a 1.500 ml o para matraces de 100 a 2000 ml. Ambas recubiertas de corcho en el extremo para mejorar el aislamiento


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
BKTW-300-002	300	para vasos (A)	2
FLTW-250-002	250	para matraces (B)	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Bow shape tongs for containers**Description :** Available in two models: suitable for beakers from 250 to 1500 ml and for flasks from 100 to 2000 ml.
Both with cork lined jaws improving the insulation


TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
BKTW-300-002	300	for beakers (A)	2
FLTW-250-002	250	for flasks (B)	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince pour récipients

Description : Disponible en deux modèles : pour béchers de 250 à 1500 ml et pour Erlenmeyers de 100 à 2000 ml.
Recouverts de liège aux extrémités afin d'améliorer l'isolement.


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
BKTW-300-002	300	pour béchers (A)	2
FLTW-250-002	250	pour erlenmeyers (B)	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinze per contenitori

Descrizione : Disponibili in due modelli: pinze per bicchieri da 250 a 1500 ml o per beute da 100 a 2000 ml.
Entrambe presentano le branche rivestite in sughero per un migliore isolamento termico


DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
BKTW-300-002	300	per becher (A)	2
FLTW-250-002	250	per beute (B)	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tang voor recipiënten**Beschrijving :** Verkrijgbaar in twee modellen: klemmen geschikt voor bekers van 250 tot 1500 ml of voor kolven van 100 tot 2000 ml. Beide aan het uiteinde bedekt met kurk voor een betere isolatie


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
BKTW-300-002	300	voor bekers (A)	2
FLTW-250-002	250	voor kolven (B)	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Becher- und Kolbenzangen
Beschreibung : Zwei Modelle verfügbar: 250 bis 1500 ml Becherzangen oder 100 bis 2000 ml Kolbenzangen. Beide mit Korkeinlagen an den Enden für eine bessere Isolierung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BKTW-300-002	300	für Becher (A)	2
FLTW-250-002	250	für Kolben (B)	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

PRODUKTFOTO
