

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tijeras

**Descripción :** De acero inoxidable. No apto para autoclave


## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
SCIS-14A-001	145	disección recta, aguda/aguda (A)	1
SCIS-14B-001	145	disección recta, aguda/roma (B)	1
SCIS-14C-001	145	disección recta, roma/roma (C)	1
SCIS-14D-001	140	disección Mayo curva, aguda/aguda (D)	1
SCIS-13E-001	130	disección Iris recta, aguda/aguda (E)	1
SCIS-115-001	115	microscopía recta, aguda/aguda (F)	1
SCIS-220-001	220	uso general, mango de PVC (G)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCIS-14A-001	56	0,05	90278099	08434868041288
SCIS-14B-001	48	0,05	90278099	08434868041301
SCIS-14C-001	48	0,05	90278099	08434868041325
SCIS-14D-001	45	0,05	82130000	08434868105133
SCIS-13E-001	22	0,05	82130000	08434868105140
SCIS-115-001	42	0,02	90278099	08434868041264
SCIS-220-001	384	0,09	90278099	08434868041349

FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION**

**Product name : Scissors**

**Description :**

Made of stainless steel. Not suitable for autoclaving


**TECHNICAL DATA**

reference	l(mm)	type	pcs/pack
SCIS-14A-001	145	dissection straight, pointed/pointed (A)	1
SCIS-14B-001	145	dissection straight, pointed/blunt (B)	1
SCIS-14C-001	145	dissection straight, blunt/blunt (C)	1
SCIS-14D-001	140	dissection Mayo curved, pointed/pointed (D)	1
SCIS-13E-001	130	dissection Iris straight, pointed/pointed (E)	1
SCIS-115-001	115	microscopy straight, pointed/pointed (F)	1
SCIS-220-001	220	for general use, with PVC handle (G)	1

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCIS-14A-001	56	0,05	90278099	08434868041288
SCIS-14B-001	48	0,05	90278099	08434868041301
SCIS-14C-001	48	0,05	90278099	08434868041325
SCIS-14D-001	45	0,05	82130000	08434868105133
SCIS-13E-001	22	0,05	82130000	08434868105140
SCIS-115-001	42	0,02	90278099	08434868041264
SCIS-220-001	384	0,09	90278099	08434868041349

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES


**Nom produit :** Ciseau**Description :** En acier inoxydable. Ne convient pas à l'autoclavage

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
SCIS-14A-001	145	à dissection droit, pointu/pointu (A)	1
SCIS-14B-001	145	à dissection droit, pointu/arrondi (B)	1
SCIS-14C-001	145	à dissection droit, arrondi/arrondi (C)	1
SCIS-14D-001	140	à dissection Mayo courbé, pointu/pointu (D)	1
SCIS-13E-001	130	à dissection Iris droite, pointu/pointu (E)	1
SCIS-115-001	115	à microscopie droit, pointu/pointu (F)	1
SCIS-220-001	220	à usage général, manche en PVC (G)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCIS-14A-001	56	0,05	90278099	08434868041288
SCIS-14B-001	48	0,05	90278099	08434868041301
SCIS-14C-001	48	0,05	90278099	08434868041325
SCIS-14D-001	45	0,05	82130000	08434868105133
SCIS-13E-001	22	0,05	82130000	08434868105140
SCIS-115-001	42	0,02	90278099	08434868041264
SCIS-220-001	384	0,09	90278099	08434868041349



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Forbici****Descrizione :**

In acciaio inox. Non adatto per la sterilizzazione in autoclave


## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
SCIS-14A-001	145	per dissezione rette, acuta/acuta (A)	1
SCIS-14B-001	145	per dissezione rette, acuta/smussa (B)	1
SCIS-14C-001	145	per dissezione rette, smussa/smussa (C)	1
SCIS-14D-001	140	per dissezione Mayo curve, acuta/acuta (D)	1
SCIS-13E-001	130	per dissezione Iris rette, acuta/acuta (E)	1
SCIS-115-001	115	per microscopia rette, acuta/acuta (F)	1
SCIS-220-001	220	per uso generale, manico in PVC (G)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCIS-14A-001	56	0,05	90278099	08434868041288
SCIS-14B-001	48	0,05	90278099	08434868041301
SCIS-14C-001	48	0,05	90278099	08434868041325
SCIS-14D-001	45	0,05	82130000	08434868105133
SCIS-13E-001	22	0,05	82130000	08434868105140
SCIS-115-001	42	0,02	90278099	08434868041264
SCIS-220-001	384	0,09	90278099	08434868041349

FOTO DEL PRODOTTO





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Schaar****Beschrijving :**

Van roestvrij staal. Niet geschikt voor autoclaveren.


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
SCIS-14A-001	145	dissectie recht, scherp/scherp (A)	1
SCIS-14B-001	145	dissectie recht, scherp/stomp (B)	1
SCIS-14C-001	145	dissectie recht, stomp/stomp (C)	1
SCIS-14D-001	140	dissectie Mayo gebogen, scherp/scherp (D)	1
SCIS-13E-001	130	dissectie Iris recht, scherp/scherp (E)	1
SCIS-115-001	115	microscoop recht, scherp/scherp (F)	1
SCIS-220-001	220	algemeen gebruik, PVC-staal (G)	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCIS-14A-001	56	0,05	90278099	08434868041288
SCIS-14B-001	48	0,05	90278099	08434868041301
SCIS-14C-001	48	0,05	90278099	08434868041325
SCIS-14D-001	45	0,05	82130000	08434868105133
SCIS-13E-001	22	0,05	82130000	08434868105140
SCIS-115-001	42	0,02	90278099	08434868041264
SCIS-220-001	384	0,09	90278099	08434868041349

# PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Scheren**
**Beschreibung :** Aus Edelstahl. Nicht geeignet für den Autoklav.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
SCIS-14A-001	145	gerade, spitz/spitz (A)	1
SCIS-14B-001	145	gerade, spitz/stumpf (B)	1
SCIS-14C-001	145	gerade, stumpf/stumpf (C)	1
SCIS-14D-001	140	gerade, Mayo, spitz/spitz (D)	1
SCIS-13E-001	130	gerade, Iris, spitz/spitz (E)	1
SCIS-115-001	115	Mikroskopierschere, gerade, spitz/spitz (F)	1
SCIS-220-001	220	zum allgemeinen Gebrauch, PVC-Griff (G)	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCIS-14A-001	56	0,05	90278099	08434868041288
SCIS-14B-001	48	0,05	90278099	08434868041301
SCIS-14C-001	48	0,05	90278099	08434868041325
SCIS-14D-001	45	0,05	82130000	08434868105133
SCIS-13E-001	22	0,05	82130000	08434868105140
SCIS-115-001	42	0,02	90278099	08434868041264
SCIS-220-001	384	0,09	90278099	08434868041349

# PRODUKTFOTO

