

# Product data sheet

## GENERAL INFORMATION

**Product:** Retort stand , "H" shape

**Description:** With a heavy metal stand, 3 vertical rods diameter ( $\varnothing$ ) and height (h), 2 horizontal rods diameter ( $\varnothing$ ) and length (l) shown below and 6 heads.

## SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	$\varnothing_{rod}$ (mm)	h (mm)	l (mm)	w (mm)	base weight (g)
HSSM-010-001		10	800	500	250	6500
HSSM-012-001		12	800	500	250	6250

## PACKING

Type: Carboard box.

Label: 2 colors: Orange (Pantone 032) and black

<b>labbox</b>	<b>HSSM-010-001</b>
	Retort stand, "H" shape, base 500x250 mm, rod $\varnothing$ 10 x 800mm
	Soporte en H, base 500 x 250mm, varillas $\varnothing$ 10 x 800 mm
	Support forme "H", base 500 x 250 mm, tiges $\varnothing$ 10 x 800 mm
	<b>Batch n°.: xxxx</b>



## MATERIAL

\*Base in cast iron material (with blue painting finish).

\*Rods in nickel-plated iron material.

# Ficha técnica de producto

## INFORMACIÓN GENERAL

**Producto:** Soporte en "H"

**Descripción:** Con pie macizo, 3 varillas verticales del diámetro ( $\varnothing$ ) y altura (h) indicados, 2 horizontales del diámetro ( $\varnothing$ ) y longitud (l) indicados y 6 nueces

## ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	$\varnothing$ <sub>varilla</sub> (mm)	h (mm)	l (mm)	w (mm)	peso base (g)
HSSM-010-001	1	10	800	500	250	6500
HSSM-012-001	1	12	800	500	250	6250

## EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón

Etiqueta:

labbox	HSSM-010-001
	Retort stand, "H" shape, base 500x250 mm, rod $\varnothing$ 10 x 800mm
	Soporte en H, base 500 x 250mm, varillas $\varnothing$ 10 x 800 mm
	Support forme "H", base 500 x 250 mm, tiges $\varnothing$ 10 x 800 mm
	<b>Batch nº.: xxxx</b>



## MATERIAL

- \* Base de hierro fundido (con acabado de pintura azul)
- \* Varillas y nueces de hierro niquelado.

## Fiche technique de produit

### INFORMATION GENERALE

**Produit:** Support forme "H"

Description: Avec pied massif, 3 tiges verticales de diamètre ( $\varnothing$ ) et hauteur indiqués, 2 horizontales de diamètre ( $\varnothing$ ) et longueur indiqués et 6 noix

### CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	$\varnothing$ tige (mm)	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	poids base (g)
HSSM-010-001	1	10	800	500	250	6500
HSSM-012-001	1	12	800	500	250	6250

### EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou de plastique

Etiquette:

labbox	HSSM-010-001
	Retort stand, "H" shape, base 500x250 mm, rod $\varnothing$ 10 x 800mm
	Soporte en H, base 500 x 250mm, varillas $\varnothing$ 10 x 800 mm
	Support forme "H", base 500 x 250 mm, tiges $\varnothing$ 10 x 800 mm
	Batch n°.: xxxx



### MATÉRIEL

\*Base en fonte grise (recouverte de peinture bleue)

\*Tiges et noix en acier nickelé