

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Molde desechable para histología

Descripción : De PVC. Dimensiones externas 50 x 37 x 12 mm excepto HTMP-212-050 que es 55 x 38 x 18 mm

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones agujero	unidades por ref.
HTMP-032-100	25 x 32 x 5 mm	100
HTMP-040-100	25 x 40 x 5 mm	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HTMP-032-100	0,30888	0,1	39239000	08434868026452
HTMP-040-100	0,323	0,12	39239000	08434868026469

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Histology tissue molds, disposable

Description : Made of PVC. External dimensions 50x37x12 mm but for the ref. HTMP-212-050: 55x38x18 mm

TECHNICAL DATA

reference	hole dimensions	pcs/pack
HTMP-032-100	25 x 32 x 5 mm	100
HTMP-040-100	25 x 40 x 5 mm	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HTMP-032-100	0,30888	0,1	39239000	08434868026452
HTMP-040-100	0,323	0,12	39239000	08434868026469

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Moule d'inclusion à usage unique**Description :** En PVC. Dimensions externes 50 x 37 x 12 mm (sauf modèle HTMP-212-050 : 55 x 38 x 18 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions trou	unités par ref.
HTMP-032-100	25 x 32 x 5 mm	100
HTMP-040-100	25 x 40 x 5 mm	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HTMP-032-100	0,30888	0,1	39239000	08434868026452
HTMP-040-100	0,323	0,12	39239000	08434868026469

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Stampo monouso per istologia**Descrizione :** In PVC. Dimensioni esterne 50 x 37 x 12 mm, ad eccezione di HTMP-212-050 che è di 55 x 38 x 18 mm

DATI TECNICI

referenza	dimensioni foro	unità per ref.
HTMP-032-100	25 x 32 x 5 mm	100
HTMP-040-100	25 x 40 x 5 mm	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HTMP-032-100	0,30888	0,1	39239000	08434868026452
HTMP-040-100	0,323	0,12	39239000	08434868026469

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpvorm voor histologie**Beschrijving :** Van PVC. Externe afmetingen 50 x 37 x 12 mm behalve HTMP-212-050 die 55 x 38 x 18 mm is

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen opening	stuks per ref.
HTMP-032-100	25 x 32 x 5 mm	100
HTMP-040-100	25 x 40 x 5 mm	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HTMP-032-100	0,30888	0,1	39239000	08434868026452
HTMP-040-100	0,323	0,12	39239000	08434868026469

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Einmalform für Histologie**Beschreibung :** Aus PVC. Auße nmaße 50 x 37 x 12 mm, mit Ausnahme von HTMP-212-050 mit Maßen 55 x 38 x 18 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lochgröße	Stückzahl pro Artikel
HTMP-032-100	25 x 32 x 5 mm	100
HTMP-040-100	25 x 40 x 5 mm	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HTMP-032-100	0,30888	0,1	39239000	08434868026452
HTMP-040-100	0,323	0,12	39239000	08434868026469

PRODUKTFOTO

