

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Biological microscope MOTIC Ecoline series**

**Description :** Monocular or binocular head (according to model), 45° inclined and 360° rotating. Widefield WF10X/18 mm eyepiece. Quadruple nosepiece with achromatic DIN objectives 4X, 10X, 40X S and 100X S-Oil . Coarse and fine focusing adjustment. Focusable 1.25 NA Abbe condenser. Built in low position coaxial mechanical stage Iris diaphragm with filter holder. LED illumination with intensity control. Main supply 110-240 V (CE). 5 years warranty on optical and mechanical components

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BM50-L01-001	microscope Ecoline C10 (monocular head)	1
BM50-L02-001	microscope Ecoline C20 (binocular head)	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	7	90118000	08434868008304

## PRODUCT PHOTO



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Microscopio biológico MOTIC serie Ecoline**

**Descripción :** Cabezal monocular o binocular inclinado 45° y giratorio 360°. Ocular gran campo WF10X/18 mm. Portaobjetivos cuádruple con objetivos acromáticos DIN 4X, 10X, 40X S y 100X S-Oil. Enfoque coaxial macro y micrométrico. Condensador Abbe 1,25 A.N. enfocable. Platina mecánica con mandos coaxiales. Diafragma iris con porta-filtros. Iluminación LED con control de intensidad. Alimentación 110-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BM50-L01-001	microscopio Ecoline C10 (cabezal monocular)	1
BM50-L02-001	microscopio Ecoline C20 (cabezal binocular)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	7	90118000	08434868008304

## FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Microscope de biologie MOTIC série Ecoline**

**Description :** Tête monoculaire ou binoculaire, inclinée 45°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ WF10X/18 mm. Tourelle quadruple avec objectifs DIN achromatiques 4X, 10X, 40X R et 100X R-immersion. Mise au point macrométrique et micrométrique. Condenseur Abbe O.N. 1,25 réglable. Platine mécanique à commandes coaxiales. Diaphragme à iris avec support filtre. Éclairage LED avec contrôle d'intensité. Alimentation 110-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BM50-L01-001	microscope Ecoline C10 (tête monoculaire)	1
BM50-L02-001	microscope Ecoline C20 (tête binoculaire)	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	7	90118000	08434868008304

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Microscopio biologico MOTIC serie Ecoline**

**Descrizione :** Testata monoculare o binoculare inclinata a 45° e rotante a 360°. Oculare a largo campo WF10X/18 mm. Revolver portaobiettivi quadruplo con obiettivi acromatici DIN 4X, 10X, 40X S e 100X S-Oil. Messa a fuoco coassiale macrometrica e micrometrica. Condensatore Abbe 1,25 N.A. focalizzabile. Tavolino meccanico con comandi coassiali. Diaframma ad iride con portafiltri. Illuminazione LED con controllo dell'intensità. Alimentazione 110-240 V (CE). Garanzia di 2 anni sulle componenti ottiche e meccaniche

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BM50-L01-001	microscopio Ecoline C10 (testata monoculare)	1
BM50-L02-001	microscopio Ecoline C20 (testata binoculare)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	7	90118000	08434868008304

## FOTO DEL PRODOTTO

