

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tarro de HDPE boca ancha ("duquesas") aséptico en bolsa unitaria

Descripción : Retractilado. Con tapa de color negro y obturador



Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	unidades por ref.
TRAP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TRAP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TRAP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TRAP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TRAP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TRAP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRAP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049079
TRAP-125-300	112,8	7,6	39233010	08434868049086
TRAP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049109
TRAP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049116
TRAP-750-112	182,52	13,2	39233010	08434868049123
TRAP-1K0-090	182,52	10,5	39233010	08434868049093

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +80°C

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado

100% Reciclable

GENERAL INFORMATION

Product name : Wide mouth bottle, HDPE, aseptic and single film wrapped

Description : With black lid and insert plug



Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
TRAP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TRAP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TRAP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TRAP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TRAP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TRAP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRAP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049079
TRAP-125-300	112,8	7,6	39233010	08434868049086
TRAP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049109
TRAP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049116
TRAP-750-112	182,52	13,2	39233010	08434868049123
TRAP-1K0-090	182,52	10,5	39233010	08434868049093

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40°C to + 80°C

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material

100% Recyclable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PEHD, col large aseptique en sachet individuel**Description :** En polyéthylène haute densité. Avec bouchon noir et obturateur. Translucide

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
TRAP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TRAP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TRAP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TRAP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TRAP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TRAP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRAP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049079
TRAP-125-300	112,8	7,6	39233010	08434868049086
TRAP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049109
TRAP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049116
TRAP-750-112	182,52	13,2	39233010	08434868049123
TRAP-1K0-090	182,52	10,5	39233010	08434868049093

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +80°C

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés

100% Recyclable

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Barattolo in HDPE a bocca larga asettico in confezione singola**Descrizione :** Avvolto in pellicola termoretraibile. Con tappo nero e otturatore

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
TRAP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TRAP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TRAP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TRAP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TRAP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TRAP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRAP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049079
TRAP-125-300	112,8	7,6	39233010	08434868049086
TRAP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049109
TRAP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049116
TRAP-750-112	182,52	13,2	39233010	08434868049123
TRAP-1K0-090	182,52	10,5	39233010	08434868049093

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato

100% Riciclabile

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : HDPE-pot met wijde hals, aseptisch, individueel verpakt**Beschrijving** : Verpakt in krimpfolie. Met zwarte dop en afsluiter

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Ømond(mm)	stuks per ref.
TRAP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TRAP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TRAP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TRAP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TRAP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TRAP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRAP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049079
TRAP-125-300	112,8	7,6	39233010	08434868049086
TRAP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049109
TRAP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049116
TRAP-750-112	182,52	13,2	39233010	08434868049123
TRAP-1K0-090	182,52	10,5	39233010	08434868049093

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +80 °C. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenbehälter aus HDPE, Weithals, aseptisch, einzeln verpackt**Beschreibung :** In Schrumpffolie. Mit schwarzem Deckel und Dichtung.

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
TRAP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TRAP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TRAP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TRAP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TRAP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TRAP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRAP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049079
TRAP-125-300	112,8	7,6	39233010	08434868049086
TRAP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049109
TRAP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049116
TRAP-750-112	182,52	13,2	39233010	08434868049123
TRAP-1K0-090	182,52	10,5	39233010	08434868049093

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis + 80 °C. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.