

GENERAL INFORMATION

Product name : Water sampling bottles, PET, sterile

Description : Bottles without graduation, body made of PET, wide mouth for easy filling and square shape that optimizes packaging and transport. Polyethylene cap with security ring. Sterilized by ethylene oxide and single packed in polyethylene bag: the sterility of the product is only guaranteed if the pack is intact. Available with predosed sodium thiosulfate (20 mg/L), according to ISO 19458. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (length x width x height)	Ømouth (mm)	weight (g)	type	pcs/pack
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	sterile without thiosulfate	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	sterile with thiosulfate	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	sterile without thiosulfate	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	sterile with thiosulfate	48

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84	3,9	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84	3,9	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84	3,5	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84	3,5	39269097	08434868054356

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Botellas de PET estériles para muestreo de agua

Descripción : Botellas sin graduación, cuerpo fabricado en PET, boca ancha para facilitar el llenado y forma cuadrada para optimizar el espacio de almacenamiento y transporte. Tapón de polietileno con precinto. Esterilizadas por óxido de etileno y envasadas en bolsa unitaria de polietileno: la esterilidad está garantizada mientras la bolsa está intacta. Disponibles con tiosulfato sódico predosificado (20 mg/L) conforme a ISO 19458. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	Øboca(mm)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	estéril sin tiosulfato	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	estéril con tiosulfato	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	estéril sin tiosulfato	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	estéril con tiosulfato	48

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84	3,9	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84	3,9	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84	3,5	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84	3,5	39269097	08434868054356

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PET stérile, pour échantillon d'eau

Description : Fabriqué en PET, flacon sans graduation, ouverture large pour faciliter le remplissage et forme carrée pour optimiser l'espace de stockage et le transport. Bouchon en polyéthylène avec scellé. Stérilisé par oxyde d'éthylène et emballé en sac individuel de polyéthylène pour garantir la stérilité. Disponible avec thiosulfate de sodium pré-dosé (20 mg/L) en accord avec la norme ISO 19458. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Øcol (mm)	poids (g)	type	unités par ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	stérile sans thiosulfate	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	stérile avec thiosulfate	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	stérile sans thiosulfate	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	stérile avec thiosulfate	48

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84	3,9	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84	3,9	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84	3,5	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84	3,5	39269097	08434868054356



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia in PET sterile per campionamento di acqua

Descrizione : Bottiglia non graduata, corpo realizzato in PET, collo largo per facilitare il riempimento e forma squadrata per ottimizzare lo spazio di immagazzinamento e trasporto. Tappo in polietilene con sigillo di garanzia. Sterilizzata con ossido di etilene e confezionata singolarmente in sacchetto di polietilene: la sterilità è garantita fino a quando il sacchetto si preserva intatto. Disponibile con tiosolfato di sodio predosato (20 mg/l) in conformità con la ISO 19458. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	Øbocchetta (mm)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	sterile senza tiosolfato	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	38,5	42	sterile con tiosolfato	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	sterile senza tiosolfato	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	38,5	50	sterile con tiosolfato	48

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-500-090	84	3,9	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	84	3,9	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	84	3,5	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	84	3,5	39269097	08434868054356

