

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: PCR microtube, DNase and RNase free, Premium Line

Description: Thin wall tube for PCR, optimized for all thermocyclers models. Human DNA free and certified DNase, RNase and PCR-inhibitors free. For each volume, two models of lids are available: flat lid or round lid. Natural colour, autoclavable

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	capacity	type
PCRD-F05-1K0	1000	0,5 ml	PCR flat lid
PCRD-D05-1K0	1000	0,5 ml	PCR rounded lid
PCRD-F02-1K0	1000	0,2 ml	PCR flat lid
PCRD-D02-1K0	1000	0,2 ml	PCR rounded lid

PACKING

Type: Carboard box.

Label: 2 colors: Orange (Pantone 032) and black

labbox	PCRD-F05-1K0
	PCR microtube, DNase and RNase free, Premium Line, with flat lid, 0,5 ml, 1000 pcs
	Microtubos para PCR con tapa plana, vol. 0,5 ml, 1000 uds
	Microtubes pour PCR sans DNase et RNase Premium Line, PCR, 0,5 ml, couvercle plat, 1000 unit.
	Batch n°.: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Microtubo para PCR libre de DNAsa y RNAsa Premium Line

Descripción: Tubo de pared fina para PCR optimizado para todos los modelos de termociclador. Libre de DNA humano y certificado libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Para cada volumen hay dos modelos de tapa disponibles: tapa plana y tapa redondeada. Color natural, autoclavable

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	capacidad	tipo
PCRD-F05-1K0	1000	0,5 ml	PCR tapa plana
PCRD-D05-1K0	1000	0,5 ml	PCR tapa redondeada
PCRD-F02-1K0	1000	0,2 ml	PCR tapa plana
PCRD-D02-1K0	1000	0,2 ml	PCR tapa redondeada

EMBALAJE

Tipo: Bolsa de plástico

Etiqueta:

PCRD-F05-1K0

PCR microtube, DNase and RNase free, Premium Line, with flat lid, 0,5 ml, 1000 pcs

Microtubos para PCR con tapa plana, vol. 0,5 ml, 1000 uds

Microtubes pour PCR sans DNase et RNase Premium Line, PCR, 0,5 ml, couvercle plat, 1000 unit.

Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Microtube pour PCR, en PP, sans DNase et Rnase, Premium Line

Description: En polypropylène autoclavable. Couleur naturelle. Tube de paroi fine pour PCR, optimisé pour tous les modèles de thermocycleur. Sans ADN humain et certifié sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Pour chaque volume, deux modèles de bouchon sont disponibles : plat et rond

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	capacité	type
PCRD-F05-1K0	1000	0,5 ml	PCR bouchon plat
PCRD-D05-1K0	1000	0,5 ml	PCR bouchon rond
PCRD-F02-1K0	1000	0,2 ml	PCR bouchon plat
PCRD-D02-1K0	1000	0,2 ml	PCR bouchon rond

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

labbox	PCRD-F05-1K0
	PCR microtube, DNase and RNase free, Premium Line, with flat lid, 0,5 ml, 1000 pcs
	Microtubos para PCR con tapa plana, vol. 0,5 ml, 1000 uds
	Microtubes pour PCR sans DNase et RNase Premium Line, PCR, 0,5 ml, couvercle plat, 1000 unit.
	Batch n°: xxxx

MATÉRIEL

Polypropylène

