

GENERAL INFORMATION**Product name : Pocket balance METRIA P****Description :** Overload and shock protection cover. Tare function. Electronic calibration. Retro illuminated display. Auto power off. Works with 2 x AAA batteries. Dimensions 127 x 79 x 18 mm. Warranty 1 year**TECHNICAL DATA**

reference	capacity	precision	pan size	pcs/pack
BPOC-200-001	200 g	0,01 g	77 x 66 mm	1
BPOC-500-001	500 g	0,1 g	77 x 66 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPOC-200-001	0,45	0,167	84231010	08434868010895
BPOC-500-001	0,45	0,169	84231010	08434868010901

PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Balanza de bolsillo METRIA P****Descripción :** Tapa protectora contra sobrecargas y golpes. Función tara. Calibración electrónica. Iluminación automática del display. Desconexión automática. Alimentación con pilas (2 x AAA). Dimensiones 127 x 79 x 18 mm. Garantía 1 año**DATOS TÉCNICOS**

referencia	capacidad	precisión	dimensiones plato	unidades por ref.
BPOC-200-001	200 g	0,01 g	77 x 66 mm	1
BPOC-500-001	500 g	0,1 g	77 x 66 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPOC-200-001	0,45	0,167	84231010	08434868010895
BPOC-500-001	0,45	0,169	84231010	08434868010901

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Balance de poche METRIA P**Description :** Fonction tare. Illumination automatique de l'écran. Couvercle protecteur contre surcharges et coups. Calibrage électronique. Déconnexion automatique. Alimentation par piles (2 x AAA). Dimensions 127 x 79 x 18 mm. Garantie 1 an

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	précision	dimensions plateau	unités par ref.
BPOC-200-001	200 g	0,01 g	77 x 66 mm	1
BPOC-500-001	500 g	0,1 g	77 x 66 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPOC-200-001	0,45	0,167	84231010	08434868010895
BPOC-500-001	0,45	0,169	84231010	08434868010901

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Bilancia tascabile METRIA P****Descrizione :** Coperchio protettivo per protezione da colpi e sovraccarico. Funzione tara. Calibrazione elettronica. Illuminazione automatica del display. Disconnessione automatica. Alimentazione a batterie (2 x AAA). Dimensioni 127 x 79 x 18 mm. Garanzia di 1 anno**DATI TECNICI**

referenza	capacità	accuratezza	dimensioni piatto	unità per ref.
BPOC-200-001	200 g	0,01 g	77 x 66 mm	1
BPOC-500-001	500 g	0,1 g	77 x 66 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BPOC-200-001	0,45	0,167	84231010	08434868010895
BPOC-500-001	0,45	0,169	84231010	08434868010901

FOTO DEL PRODOTTO