

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Pesa de precisión Clase F1 de acero inoxidable**Descripción :** Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,001	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,002	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,005	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,1	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,2	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,5	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5	90160090	08434868053908



GENERAL INFORMATION**Product name :** Precision weight, stainless steel, class F1**Description :** Individual case included. According to OIML R-111 recommendations. Certificate not included**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,001	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,002	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,005	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,1	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,2	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,5	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5	90160090	08434868053908

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Poids de précision Classe F1 en acier inoxydable****Description :** Coffret individuel inclus. Respecte les recommandations OIML R-111. Certificat non inclus**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,001	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,002	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,005	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,1	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,2	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,5	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5	90160090	08434868053908



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Peso di precisione Classe F1 in acciaio inox****Descrizione :** Custodia individuale inclusa. Conforme alla raccomandazione OIML R-111. Certificato non incluso**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,001	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,002	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,005	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,1	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,2	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,5	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5	90160090	08434868053908



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Precisiegewicht Klasse F1 van roestvrij staal****Beschrijving :** Individuele koffer inbegrepen. In overeenstemming met de aanbevelingen van de OIML R-111. Bevat geen certificaat**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,001	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,002	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,005	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,1	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,2	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,5	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5	90160090	08434868053908



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Prüfgewicht, Klasse F1, aus Edelstahl****Beschreibung :** Individuelles Etui inbegriffen. Gemäß den Empfehlungen der OIML R-111. Zertifikat nicht inbegriffen.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,001	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,002	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,005	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,1	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,2	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,5	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5	90160090	08434868053908

