



GENERAL INFORMATION

Product name : Digital magnetic stirrer without heating, S03D, 3 L

Description : Speed adjustable between 200 and 1500 rpm. Capacity: 3 L. Housing made of ABS with fire retardant material; withstands weak acids and alkalis. LED display for set and actual speeds. Microprocessor control technology guarantees speed control accuracy. For beakers $\varnothing < 135$ mm and magnetic bars from 30 mm up to 50 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. DC brushless motor maintenance free. External dimensions (L x W x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-D03-001	magnetic stirrer, LBX S03D series, 3 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Agitador magnético digital sin calefacción, S03D, 3 L**

Descripción : Velocidad regulable entre 200 y 1500 rpm. Capacidad: 3 L. Chasis de ABS fabricado con material ignífugo, resistente a ácidos y alcalinos débiles. Pantalla LED que muestra la velocidad real y programada. La velocidad de agitación se regula mediante microprocesador, lo que garantiza una alta fiabilidad. Para vasos de Ø<135 mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 50 mm. Incluye 1 varilla magnética. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones exteriores (L x A x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-D03-001	agitador magnético LBX S03D, 3 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, numérique, S03D, 3 L

Description : Vitesse réglable entre 200 et 1500 rpm. Capacité : 3 L. Châssis en ABS avec matière ignifuge, résistant aux acides et alcalis faibles. Affichage LED qui montre la vitesse réelle et le programme. Contrôle par microprocesseur qui garantit l'exactitude du contrôle de la vitesse. Pour béciers de Ø<135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 50 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-D03-001	agitateur magnétique LBX S03D, 3 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico digitale senza riscaldamento, S03D, 3 L

Descrizione : Velocità regolabile da 200 a 1500 rpm. Capacità: 3 L. Telaio in ABS prodotto con materiale ignifugo, resistente agli acidi e agli alcali deboli. Display LED che visualizza la velocità reale e programmata. La velocità di agitazione si regola mediante microprocessore, garantendo così un'elevata affidabilità. Per becher con $\varnothing < 135$ mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 50 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Motore senza spazzole, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x h x l): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-D03-001	agitatore magnetico LBX S03D, 3 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

FOTO DEL PRODOTTO

