



GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer without heating, S20, 20 L

Description : Speed adjustable between 0 and 1500 rpm. Capacity: 20 L. Ceramic coated plate. Motor with electronic speed control, constant speed even during changes in load. High magnetic adhesion, preventing the stirrer bar from escaping. DC brushless motor guarantees long service. For beakers $\varnothing < 135$ mm and magnetic bars from 30 mm up to 80 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-020-001	magnetic stirrer LBX S20 series, 20 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, S20, 20 L**

Descripción : Velocidad regulable entre 0 y 1500 rpm. Capacidad: 20 L. Placa cerámica. Motor con control electrónico de velocidad, velocidad constante incluso con cambios de carga. Elevada adhesión magnética que evita posibles escapes del imán de agitación. Motor sin escobillas que alarga la vida útil del equipo. Para vasos de $\varnothing < 135$ mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 80 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones (L x A x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-020-001	agitador magnético LBX S20,	1
	20 L	

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, S20, 20 L

Description : Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Capacité : 20 L. Plaque avec couverture en céramique. Moteur avec contrôle électronique de la vitesse, vitesse constante même pendant les changements de charge. Haute adhésion magnétique empêchant toute fuite éventuelle du barreau magnétique. Moteur Brushless pour une durée de vie allongée. Pour béchers de Ø<135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 80 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-020-001	agitateur magnétique LBX S20, 20 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, S20, 20 L

Descrizione : Velocità regolabile da 0 a 1500 rpm. Capacità: 20 L. Piastra in ceramica. Motore con controllo elettronico della velocità, velocità costante anche con variazioni di carico. Elevata adesione magnetica che impedisce possibili fughe del magnete di agitazione. Motore senza spazzole che prolunga la vita utile dell'apparecchio. Per becher con $\varnothing < 135$ mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 80 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni (L x h x l): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-020-001	agitatore magnetico LBX S20, 20 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-020-001	10	2,8	84798200	08434868045118

FOTO DEL PRODOTTO

