



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Digital overhead stirrer, OS20 and OS40**

**Description :** Vertical rotation stirrer with speed regulation between 50 and 2200 rpm. Used for stirring beakers and other bottles by a stick (not included, see accessories) fixed in the shaft. To fix it, you will require a retort stand and a bosshead (not included). LED displays actual speed. Anti-spill system. Overload protection, motor would automatically stop in case of continuous overload. Separated safety circuits, automatically cut off the circuit in abnormal conditions. DC brushless motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 186 x 83 x 220 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years. It is recommended to combine with retort stand RTSP-250-001 and bosshead BOSH-001-001

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIV-020-001	overhead stirrer LBX OS20 series, cap: 1 20 L, 10000 mPas, 70 W	
STIV-040-001	overhead stirrer LBX OS40 series, cap: 1 40 L, 50000 mPas, 130 W	

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIV-020-001	10	3	84798200	08434868045156
STIV-040-001	10	3	84798200	08434868045163

## PRODUCT PHOTO



**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Agitador de varilla digital, OS20 y OS40**

**Descripción :** Agitador de rotación vertical con velocidad regulable entre 50 y 2200 rpm. Se emplea para agitar vasos y otros recipientes mediante una varilla independiente (no incluida, ver accesorios) fijada en el portabrocas. Para sujetarlo requiere un soporte pie de plato y una nuez doble (no incluidas). Pantalla LED que muestra la velocidad real. Sistema anti derrame. Protección de sobrecarga, el motor se para automáticamente en caso de sobrecarga continua. Circuitos de seguridad separados, el equipo se para automáticamente en circunstancias anormales. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones exteriores (L x A x H): 186 x 83 x 220 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años. Se aconseja combinar con el soporte pie de plato RTSP-250-001 y la nuez doble BOSH-001-001

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
STIV-020-001	agitador de varilla LBX OS20, cap: 20 L, 10000 mPas, 70 W	1
STIV-040-001	agitador de varilla LBX OS40, cap: 40 L, 50000 mPas, 130 W	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIV-020-001	10	3	84798200	08434868045156
STIV-040-001	10	3	84798200	08434868045163

**FOTO DEL PRODUCTO**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur numérique à pale, OS20 / OS40**

**Description :** Agitateur de rotation verticale avec réglage de la vitesse entre 50 et 2200 rpm. Utilisé pour agiter des béchers et autres récipients grâce à une tige (non incluse, voir accessoires) maintenue par un support et une noix double (non inclus, voir accessoires). Affichage LED qui montre la vitesse réelle. Système anti-déversement. Protection contre les surcharges avec arrêt automatique du moteur en cas de surcharge continue. Circuit de sécurité séparé, arrêt automatique en cas d'usage dans des conditions anormales. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions extérieures (L x l x H) : 186 x 83 x 220 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans. Il est recommandé de le combiner avec la base rectangulaire RTSP-250-001 et la noix double BOSH-001-001

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIV-020-001	agitateur à pale LBX OS20, cap: 20 L, 10000 mPas, 70 W	1
STIV-040-001	agitateur à pale LBX OS40, cap: 40 L, 50000 mPas, 130 W	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIV-020-001	10	3	84798200	08434868045156
STIV-040-001	10	3	84798200	08434868045163

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore ad asta digitale, OS20 / OS40**

**Descrizione :** Agitatore a rotazione verticale con velocità regolabile da 50 a 2200 rpm. Si utilizza per agitare becher e altri recipienti attraverso un'asta indipendente (non inclusa, consultare gli accessori) fissata sul mandrino portapunte. Per fissare l'agitatore è necessaria una supporto base e un morsetto doppio (non inclusi). Display LED che visualizza la velocità reale. Sistema antitrabocco. Protezione dal sovraccarico, il motore si arresta automaticamente in caso di sovraccarico continuo. Circuiti di sicurezza separati, il dispositivo si arresta automaticamente se riscontra anomalie. Motore senza spazzole, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x l x h): 186 x 83 x 220 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni. Si consiglia di abbinare il supporto per base con asta RTSP-250-001 e il morsetto doppio BOSH-001-001

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIV-020-001	agitatore ad asta LBX OS20, serie: 20 l, 10000 mPas, 70 W	1
STIV-040-001	agitatore ad asta LBX OS40, serie: 40 l, 50000 mPas, 130 W	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIV-020-001	10	3	84798200	08434868045156
STIV-040-001	10	3	84798200	08434868045163

## FOTO DEL PRODOTTO

