

GENERAL INFORMATION**Product name : Basic heating plate**

Description : Basic heating plate for occasional heating, not suitable for continuous use at maximum power. Regulable power (5 positions) and temperature over plate up to 400 °C. Overheating protection. 230 V/50 Hz. Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	power	pan size	pcs/pack
HEAB-1K7-001	1500 W	Ø 187 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,776	2,438	84798997	08434868025868

PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Placa calefactora básica****Descripción :** Placa calefactora básica para calentamientos ocasionales, no apta para trabajar en continuo a la máxima potencia. Potencia regulable (5 posiciones) y temperatura sobre placa hasta 400 °C. Protección contra sobrecalentamiento. 230 V/50 Hz. Garantía 2 años**DATOS TÉCNICOS**

referencia	potencia	dimensiones plato	unidades por ref.
HEAB-1K7-001	1500 W	Ø 187 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,776	2,438	84798997	08434868025868

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plaque chauffante basique

Description : Pour chauffages occasionnels : n'est pas adaptée pour travailler en continu à la puissance maximale. Puissance réglable (5 positions) et température de la plaque jusqu'à 400 °C. Protection contre la surchauffe. 230 V/50 Hz. Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	puissance	dimensions plateau	unités par ref.
HEAB-1K7-001	1500 W	Ø 187 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,776	2,438	84798997	08434868025868

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastra riscaldante basic**Descrizione :** Piastra riscaldante basic per riscaldamenti occasionali, non adatta a lavorare continuativamente alla massima potenza. Potenza regolabile (5 posizioni) e temperatura su piastra fino a 400 °C. Protezione dal surriscaldamento. 230 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	potenza	dimensioni piatto	unità per ref.
HEAB-1K7-001	1500 W	Ø 187 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K7-001	7,776	2,438	84798997	08434868025868

FOTO DEL PRODOTTO

